

Półmaska Filtrująca Przeciwpółowa FF3

EN 149:0099 2001+A1:2009 FFP3NR

STRUKTURA I SKŁAD

Półmaska przeciwpółowa składa się z części twarzowej i dwóch opasek na głowę, które zawierają klips nosowy i pasek z gąbki. Część główna części twarzowej składa się z pięciu warstw włókniny, którymi są: jedna warstwa włókniny polipropylenowej typu spunbond, dwie warstwy włókniny polipropylenowej dmuchanej i dwie warstwy włókniny polipropylenowej typu spunbond. Klips nosowy wykonany jest z drutu PE plus, pasek z gąbki to poliuretan. Materiał opaski to przeplatana tkanina z PA (nylonu) i spandexu. Ponadto, produkt ma ergonomiczny kształt, aby dopasować się do twarzy. W połączeniu z regulacją opaski, klipsem nosowym i paskami z gąbki, półmaska ta ma lepszy efekt ochronny. Przed użyciem Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

PODSTAWOWE SUROWCE

- Włóknina dmuchana (PP)
- Włóknina typu Spunbond (PP)

INSTRUKCJA DOPASOWANIA

1. Stronę bez klipsa nosowego skieruj w stronę twarzy w taki sposób, aby klips nosowy znajdował się nad maską. Dłonią przytrzymaj maskę na twarzy i podtrzymaj ją pod brodą.
2. Przeciągnij górną część opaski przez głowę i umieść ją nad głową.
3. Przeciągnij dolną część opaski przez głowę i umieść ją na szyi pod uszami.
4. Umieść dłonie i palce na środku metalowego klipsa nosowego, przyciśnij do środka i przesuwaj opuszki palców wzdłuż klipsa po obu stronach, aż zostanie całkowicie wciśnięty w kształt nosa. Uwaga! Przyciskanie klipsa nosowego maski tylko jedną ręką może wpłynąć na szczelność maski.
5. Przesuń opuszki palców wzdłuż klipsa nosowego po obu stronach, a następnie dociśnij całkowicie do kształtu nosa.
6. Nie dotykaj maski w trakcie użytkowania. W przeciwnym razie umyj lub zdezynfekuj ręce.

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

Nasza maska na twarz jest przeznaczona do ochrony przed aerozolami stałymi i ciekłymi. Nasza maska na twarz jest jednorazową półmaską filtrującą. Maskę jest przeznaczona wyłącznie do ochrony osobistej, nie jest to medyczna maska na twarz. Ten produkt, który jest zwykle używany w ogólnym środowisku pracy, jest zaprojektowany, aby zapewnić niezawodną ochronę dróg oddechowych przed niektórymi cząstkami unoszącymi się w powietrzu i kurzem, blokować płyny ustrojowe i tym podobne.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZDEJMOWANIA I WYRZUCANIA MASKI

1. Aby zdjąć maskę, użyj kciuków i palców wskazujących, aby usunąć oba paski.
2. Zużytą maskę należy ostrożnie i odpowiednio zutylizować.
3. Umyj lub zdezynfekuj ręce.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

1. Przed użyciem należy sprawdzić dopasowanie półmaski filtrującej.
2. Jest mało prawdopodobne, że wymagania dotyczące szczelności zostaną spełnione w przypadku zarostu na twarzy.
3. Ten produkt nie dostarcza tlenu. Stosować tylko w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach zawierających wystarczającą ilość tlenu do podtrzymania życia.
4. Nie stosować w przypadku, gdy stężenie zanieczyszczeń stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia. Nie używać tego produktu w strefie zagrożonej wybuchem.
5. Nie wolno w żaden sposób zmieniać ani modyfikować tej maski.
6. „NR” oznacza Non-Reusable (nie do ponownego użycia). Maską nie może być używana dłużej niż przez jedną zmianę. Maskę nie wymaga żadnej konserwacji, należy ją wyrzucić po użyciu lub w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia.
7. Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej trzeciego roku życia ze względu na niską pojemność płuc.
8. Maski muszą być przechowywane i transportowane w oryginalnym opakowaniu i chronione przez temperaturę i wilgotność sugerowaną przez producenta.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU

Przechowywać w opakowaniu z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub zanieczyszczeń, aż do użycia. Temperatura otoczenia między -20°C do +30°C, wilgotność względna <80%, nie wystawiać na działanie żrącego gazu, zapewnić dobrą wentylację. Podczas transportu, trzymać z dala od wilgoci, światła i ciepła.

Chińskie Narodowe Przedsiębiorstwo Demonstracyjne Własności Intelktualnej

Chińskie Narodowe Przedsiębiorstwo Demonstracyjne Innowacji Technologicznych

- Wysoka technologia.
- Narodowy lider przemysłowienia rolnictwa.
- Wśród 500 największych prywatnych przedsiębiorstw w Chinach.
- Wyznaczony producent materiałów izolacyjnych dla chińskiego statku kosmicznego Shenzhou.
- Pięciogwiazdkowe przedsiębiorstwo CSR wśród chińskich korporacji przemysłowych.

- Jedna z pierwszych krajowych zielonych fabryk w Chinach.
- 59 miejsce w rankingu 500 najlepszych patentów dla chińskich przedsiębiorstw.

RODZAJ PRODUKTU

Opaska na głowę

Nie wymaga konserwacji

Kształt liścia wierzby

FP3225 FFP3 NR

【Producent】 : Shandong Shengquan New Materials Co.,Ltd.

【Adres】 : Diaozhen Industrial Development Zone, Zhangqiu District, Jinan, Shandong, Chiny

【Infolinia Serwisowa】 : 0086-400-777-8118 【Strona Internetowa】 : www.shengquan.com 【E-mail】 : sq.ppe@shengquan.com

RAPORT Z TESTU

CERTYFIKAT

Filtracja o wysokiej skuteczności

≥ 99% Skuteczności filtracji

1 Warstwa formująca włókniny

2, 3 Warstwa filtracyjna dmuchana z PP

4 Warstwa środkowa - włóknina PP

5 Przyjazna dla skóry włóknina PP

【Producent】 : Shandong Shengquan New Materials Co.,Ltd.

【Adres】 : Diaozhen Industrial Development Zone, Zhangqiu District, Jinan, Shandong, Chiny

【Infolinia Serwisowa】 : 0086-400-777-8118 【Strona Internetowa】 : www.shengquan.com 【E-mail】 : sq.ppe@shengquan.com