

# POŁMASKA

FFP2

Filtrująca przeciwpylowa

CE 0598 EN 149:2001+A1:2009 FFP2NR

SHENGQUAN



Maska ta jest zgodna z wymogami Rozporządzenia UE (UE) 2016/425 dla środków ochrony indywidualnej i spełnia wymagania normy europejskiej EN 149: 2001+A1: 2009 FFP2 NR. Badanie typu UE dla rozporządzenia (UE) 2016/425 przez jednostkę notyfikowaną numer: 0598.SGS Fimko Oy, Takomatie 8, FI-00380 Helsinki, Finlandia..


## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji i ograniczeń może poważnie zmniejszyć skuteczność półmaski przeciwpylowej i prowadzić do choroby, obrażeń ciała lub śmierci.
2. Właściwy dobór maski ma zasadnicze znaczenie. Przed użyciem w pracy użytkownik musi zostać przeszkolony przez pracodawcę w zakresie prawidłowego użytkowania maski zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Półmaska przeciwpylowa nie dostarcza tlenu. Stosować wyłącznie w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach zawierających wystarczającą ilość tlenu do podtrzymania życia.
4. Wyrzucić maskę i wymienić na nową, jeśli:
  - Nadmierne zatkanie półmaski przeciwpylowej powoduje trudności w oddychaniu.
  - Półmaska przeciwpylowa zostanie uszkodzona.
5. Opuścić skażony obszar w przypadku wystąpienia zawrotów głowy, podrażnienia lub innych dolegliwości.

## PODSTAWOWE SUROWCE

- Włóknina rozdmuchiwana zgrzewalna (PP)
- Włóknina przędzona typu spunbond

## INSTRUKCJA DOPASOWANIA



1. Trzymaj maskę w ręku z zaczepem na nos skierowanym ku górze.
2. Umieść maskę pod brodą, zakrywając usta i nos.
3. Naciągnij paski na uszy, użyj regulowanego haczyka do zamocowania pętli na ucho i dopasuj pozycję, aby czuć się tak komfortowo, jak to możliwe.
4. Docisnij miękką część nosową, aby dokładnie przylegała do nosa.
5. Aby sprawdzić dopasowanie, połóż obie dłonie na masce i wykonaj energiczny wydech. Jeśli powietrze przepływa wokół nosa, należy dopasować zatrzask nosowy. Jeśli powietrze przepływa wokół krawędzi, należy zmienić pozycję maski / pasków na uszy w celu lepszego dopasowania. Ponownie sprawdź szczelność i powtarzaj procedurę, aż maska zostanie prawidłowo dopasowana.

## OSTRZEŻENIE

1. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji i ograniczeń dotyczących użytkowania tego produktu lub niewłaściwe dopasowanie może spowodować uszczerbek na zdrowiu lub śmierć albo nie zapewni oczekiwanego poziomu ochrony.
2. Ten produkt nie dostarcza tlenu. Stosować tylko w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach zawierających wystarczającą ilość tlenu do podtrzymania życia. Nie należy używać tej półmaski, gdy stężenie tlenu jest mniejsze niż 19,5%.
3. Nie używać, gdy stężenie zanieczyszczeń stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia. Nie używać w strefach zagrożonych wybuchem.

4. Zarost, broda i niektóre cechy twarzy mogą zmniejszyć skuteczność tej półmaski.
5. „NR” (Non Reusable) oznacza „nie do ponownego użytku”: półmaska przeciwpylowa nie powinna być używana dłużej niż przez jedną zmianę. Czas użytkowania półmaski zależy od występujących zanieczyszczeń, ale nie powinien przekraczać jednej zmiany. Półmaska powinna zostać wymieniona wcześniej, w przypadku wystąpienia trudności w oddychaniu..
6. Półmaska powinna być wyrzucona po użyciu lub gdy ulegnie uszkodzeniu lub deformacji w jakikolwiek sposób; nie tworzy już skutecznego uszczelnienia twarzy; zamoczy się lub ulegnie widocznemu zabrudzeniu; oddychanie stanie się utrudnione.
7. Półmaski muszą być przechowywane i transportowane w oryginalnym opakowaniu i chronione przed temperaturą i wilgotnością nieodpowiednimi do przechowywania zgodnie z zaleceniami producenta..

## OGRANICZENIA STOSOWANIA

1. Nie używaj maski, nie wchodź ani nie przebywaj w zanieczyszczonym obszarze w następujących okolicznościach:
  - Jeśli atmosfera zawiera mniej niż 19,5% tlenu.
  - Jeśli poczujeś zapach lub smak zanieczyszczeń.
  - Do ochrony przed gazami i oparami.
  - Jeśli zanieczyszczenia lub ich stężenia są nieznane lub bezpośrednio niebezpieczne dla życia lub zdrowia.
  - W strefach zagrożonych wybuchem.
2. Nie modyfikuj ani nie używaj maski w niewłaściwy sposób.
3. Nie należy używać półmaski przeciwpylowej w przypadku posiadania zarostu lub innych warunków, które mogą utrudniać dobre uszczelnienie twarzy, gdy nie są spełnione wymagania dotyczące szczelności.
4. Półmaska przeciwpylowa musi być sprawdzana przed każdym użyciem, aby upewnić się, że w strefie oddychania nie ma innych dziur poza przebiciami i zszywkami oraz że nie ma uszkodzeń. Powiększone otwory powstałe w wyniku rozdarcia lub rozciągnięcia materiału filtrującego wokół przebicia zszywek są uważane za uszkodzenie.
5. Ta maska pomaga chronić przed określonymi zanieczyszczeniami w postaci cząstek stałych, ale nie eliminuje narażenia na ryzyko lub zarażenia się chorobami lub infekcjami. Niewłaściwe użycie może spowodować chorobę lub śmierć.
6. Półmaska przeciwpylowa oznaczona „NR” nie może być używana dłużej niż przez jedną zmianę.
7. Ta półmaska przeciwpylowa nie jest odpowiednia dla użytkowników z uszkodzonymi uszami.

## RODZAJ PRODUKTU



## CERTYFIKAT



## STRUKTURA PRODUKTU

## Filtracja+ Bakteriostaza Podwójna Ochrona

**≥94%**

skuteczności filtracji

1. Warstwa formująca włókniny
2. 3. Warstwa filtrująca - PP włóknina rozdmuchiwana zgrzewalna (tłoczenie dwuwarstwowe)
4. Warstwa bakteriostazy – Grafen z Biomasy i Włóknina PP
5. Warstwa przyjazna dla skóry – Włóknina PP

