

OneSpray Wipes

NISKOALKOHOLOWE CHUSTECZKI DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

- O właściwościach myjąco dezynfekcyjnych
- Szerokie spektrum bójcze
- Przebadane zgodnie z EN (w tym EN 16615)
- Gramatura 45g/m.kw., wymiary 200mm x 200mm (tuba, flow pack)

SKŁAD

- Etanol 30%
- 2-propanol 10%
- Chlorek didecydimetyloamoniowy 0,25%
- Substancje pomocnicze, woda dejonizowana

ZASTOSOWANIE

Preparat znajduje zastosowanie do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, inkubatorów, aeratorów stosowanych w stomatologii oraz wyrobów medycznych stosowanych w badaniach laryngologicznych, które nie mogą być dezynfekowane przez zanurzenie.



INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Preparat do użytku profesjonalnego
2. Produkt w formie chusteczek. Gotowy do użycia - nie rozcieńczać
3. Należy przetrzeć powierzchnię ruchem w kształcie litery S, rozpoczynając od obszaru czystego w kierunku zanieczyszczonego.
4. Tej samej powierzchni nie należy przecierać dwa razy tą samą chusteczką
5. Pozostawić do wyschnięcia celem osiągnięcia pożądanego efektu bójczego
6. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki, etykiety i karty charakterystyki preparatu

OPAKOWANIA

KAF G35 - 1	100 PCS
KAF G35 - 2	150 PCS
KAF G35 - 3	200 PCS

PRODUCENT

KAF GRUP
Atakent Mah. 221 Sk. No:3A
K.ÇEKMECE / İSTAMBUŁ / TURCJA

WYRÓB MEDYCZNY KL.IIa



SPEKTRUM DZIAŁANIA

Metoda badania	Zakres skuteczności	Czas kontaktu
EN 13727	Bakteriobójczy	30 sek.
EN 13624	Grzybobójczy (C.albicans, A.niger)	
EN 14348	Prątkobójczy (M.terrae, M.avium)	5 min.
EN 14476	Wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes, BVDV, Vaccinia, SARS-COV-2, Corona, Polio, Adeno, Noro)	1 min.
EN 16615	Bakteriobójczy, drożdżobójczy	