

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów wraz z płynem konserwującym (ACD-A 500ml) do pobierania składników krwi z aferezy.

1. Zestawy kompatybilne z separatorem Amicore , jednorazowego użytku.
2. Każdy zestaw zamknięty w opakowaniu indywidualnym.
3. Opakowanie zbiorcze odporne na uszkodzenia.
4. Jedno opakowanie zbiorcze musi zawierać zestawy tylko jednej serii.
5. Zestaw wyposażony w igłę poddaną obróbce zwiększającej poślizg. Igła rozłączna, możliwa do łatwej wymiany bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.
6. Wyposażony w pojemnik próbkowy oraz adapter do pobrania pierwszej porcji krwi przed donacją.
7. Jeden zestaw umożliwiający pobranie UKKP zawieszzonego w osoczu lub PAS.
8. Zestaw wyposażony w porty do jałowego przyłączenia płynów – antykoagulantu, PAS'u i fizjologicznego roztworu soli.
9. Wypełniany fizjologicznym roztworem soli.
10. Wyposażony w płytkowe pojemniki kolekcyjne wykonane z tworzywa umożliwiającego przechowywanie uzyskiwanych w wyniku separacji preparatów płytkowych przez okres co najmniej 5 dni. Pojemniki zawierają porty zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz ochronę z zewnątrz, gwarantujące jałowość oraz zapewniające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. Centralnie na dolnej krawędzi pojemników znajduje się podłużne nacięcie materiału umożliwiające zawieszenie pojemników na haczykach statywów transfuzyjnych.
11. Zestaw wyposażony w pojemnik do pobierania osocza wykonany z tworzywa umożliwiającego szokowe zamrażanie osocza w temperaturze -40°C i przechowywanie w temperaturze poniżej -25°C .
12. Etykiety pojemników kolekcyjnych na UKKP i osocze trwale umocowane na pojemnikach, posiadające numery serii i zestawu w postaci literowo-cyfrowej i kodów kreskowych odpowiadających standardom ISBT 128. Rozmiary etykiet pozwalają na przyklejenie etykiet zgodnych z wymaganiami ISBT.
13. Etykieta zestawu posiadająca:
 - a. nazwę producenta
 - b. znak CE
 - c. numer/nazwę zestawu
 - d. numer serii w postaci literowo-cyfrowej
 - e. piktogram daty ważności i datę ważności w postaci cyfrowej
 - f. kod kreskowy zawierający informację o numerze serii, numerze referencyjnym i dacie ważności w postaci zgodnej ze standardem IBST 128.
14. Termin ważności zestawów – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
15. **Wraz z zestawami Wykonawca dostarczy płyn konserwujący ACD-A o objętości 500 ml z przyłączem Correct Connect w ilości tożsamej jak zestawy.**
16. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia każdej realizowanej dostawy:
 - ulotki zawierające wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje
 - certyfikatu dla każdej dostarczonej serii zestawów
 - poświadczenie warunków transportu zapewniających utrzymania sterylności wyprodukowanych zestawów