

JPD - 500E

 OXFORD

PULSOKSYMETR



- Pomiar saturacji
- Pomiar pulsu



Oxford Pol Sp. z o.o., 90-312 Łódź, Pl. Zwycięstwa 2,
tel./fax: 42 676 10 90, www.oxford.com.pl,
email: info@oxford.com.pl

JPD - 500E




OXFORD

Uniwersalny rozmiar



Czytelny ekran



Szybki i dokładny pomiar



Funkcja alarmu



Alarm dźwiękowy



Migający ekran

Cechy aparatu:

- Wyświetlacz
 - LED
- Parametry wyświetlane
 - SpO2, tętno
- Dokładność
 - SpO2: 70% - 100%, $\pm 2\%$
 - Tętno: 25 - 250 bpm, ± 2 bpm
- Wskaźniki
 - Niski poziom baterii, limit wartości
- Zastosowanie
 - Dorośli, młodzież
- Wymiary
 - 62 mm x 37 mm x 32 mm
- Baterie
 - AAA x 2
- Waga
 - ~50g (z bateriami)



ISO 9001

Oxford Pol Sp. z o.o., 90-312 Łódź, Pl. Zwycięstwa 2,
tel./fax: 42 676 10 90, www.oxford.com.pl,
email: info@oxford.com.pl