



## Czepek medyczny typu beret włókninowy

TD-30-I.2.c-1.1.1

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

**PRODUCENT:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA** wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

### PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób medyczny jednorazowego użytku zakładany na głowę w celu zminimalizowania zanieczyszczenia powietrza na sali operacyjnej/zabiegowej przez włosy oraz złuszczone naskórek pochodzący od osób noszących

### WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 18 g/m<sup>2</sup>
- ściągany gumką
- średnica ok. 53 cm
- zapewnia przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
- opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- kolor niebieski, zielony
- nie zawiera lateksu
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) KARTONIK	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-008-18B	18 g/m <sup>2</sup>	niebieski	włóknina polipropylenowa	100 szt.	10 x 100 szt.
BT-008-18G	18 g/m <sup>2</sup>	zielony	włóknina polipropylenowa	100 szt.	10 x 100 szt.



# Czepek medyczny z trokami SOL

TD-30-I.2.c-1.2.1

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

**PRODUCENT:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA** wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

## PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób medyczny jednorazowego użytku zakładany na głowę w celu zminimalizowania zanieczyszczenia powietrza na sali operacyjnej/zabiegowej przez włosy oraz złuszczone naskórek pochodzący od osób noszących

## WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej 25 g/m<sup>2</sup>
- kształt furażerki
- wiązany na troki
- zapewnia przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
- opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- kolor: niebieski lub zielony
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) KARTONIK	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-007-25B-T1-V	25 g/m <sup>2</sup>	niebieski	włóknina wiskozowa	100 szt.	6 x 100 szt.
BT-007-25G-T1-V	25 g/m <sup>2</sup>	zielony	włóknina wiskozowa	100 szt.	6 x 100 szt.



# Maska medyczna jednorazowego użytku

TD-30-I.2.c-3.1

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

**PRODUCENT:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA**

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

**PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE**

- wyrób medyczny jednorazowego użytku okrywający usta i nos, zapewniający barierę w celu zminimalizowania bezpośredniego przenoszenia czynników infekcyjnych pomiędzy personelem a pacjentem

**WŁAŚCIWOŚCI**

- wykonana z trzech warstw włókniny
- posiada wkładkę modelującą na nos
- skuteczność filtracji bakterii BFE  $\geq$  98%
- wymiary: 175 mm x 95 mm
- mocowana na gumki lub troki
- pakowana w kartonik podajnik z możliwością pojedynczego wyjmowania
- kolor: zielony, niebieski, biały, różowy
- zgodność z normą techniczną: EN 14683 typ II
- jednorazowego użytku
- niesterylna
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	KOLOR	RODZAJ	TYP ZGODNIEZ NORMA EN 14683	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) KARTONIK	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-046-31B	niebieski	z gumkami	typ II	50 szt.	20 x 50 szt.
BT-046-31G	zielony	z gumkami	typ II	50 szt.	20 x 50 szt.
BT-046-31P	różowy	z gumkami	typ II	50 szt.	20 x 50 szt.
BT-046-31W	biały	z gumkami	typ II	50 szt.	20 x 50 szt.
BT-046-32B	niebieski	z trokami	typ II	50 szt.	20 x 50 szt.
BT-046-32G	zielony	z trokami	typ II	50 szt.	20 x 50 szt.
BT-046-32P	różowy	z trokami	typ II	50 szt.	20 x 50 szt.
BT-046-32W	biały	z trokami	typ II	50 szt.	20 x 50 szt.



# Fartuch medyczny, z gumkami, włókninowy, niejałowy

TD-30-I.2.c-2.1.1

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: 2022-03-23

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl

KLASYFIKACJA wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

## PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób medyczny jednorazowego użytku przeznaczony do stosowania przez personel medyczny na oddziałach szpitalnych i izbach przyjęć podczas wykonywania procedur medycznych nie wymagających rozwiązań jałowych, jako bariera w celu ograniczenia przenoszenia zanieczyszczeń lub/i potencjalnych czynników infekcyjnych mogących stanowić zagrożenie dla pacjenta, ze względu na jego stan zdrowia

## WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m<sup>2</sup>, 25 g/m<sup>2</sup>, 30 g/m<sup>2</sup> lub 40 g/m<sup>2</sup>
- wiązany na troki w talii oraz na szyi
- rękawy długie zakończone gumkami
- przewiewny
- kolor: niebieski, zielony lub biały
- nie zawiera lateksu
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	ROZMIAR	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) FOLIA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-019-20B3-L	20 g/m <sup>2</sup>	L	niebieski	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-20B4-XL	20 g/m <sup>2</sup>	XL	niebieski	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-20G3-L	20 g/m <sup>2</sup>	L	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-20G4-XL	20 g/m <sup>2</sup>	XL	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-20W3-L	20 g/m <sup>2</sup>	L	biały	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-25B3-L	25 g/m <sup>2</sup>	L	niebieski	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-25B4-XL	25 g/m <sup>2</sup>	XL	niebieski	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-25G3-L	25 g/m <sup>2</sup>	L	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-25G4-XL	25 g/m <sup>2</sup>	XL	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-25W3-L	25 g/m <sup>2</sup>	L	biały	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-30W3-L	30 g/m <sup>2</sup>	L	biały	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-30G3-L	30 g/m <sup>2</sup>	L	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-30G4-XL	30 g/m <sup>2</sup>	XL	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-30B3-L	30 g/m <sup>2</sup>	L	niebieski	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-40B3-L	40 g/m <sup>2</sup>	L	niebieski	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-019-40G3-L	40 g/m <sup>2</sup>	L	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: A.K. – Product Manager ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

Żadna część dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 1

ver.2021/01



# Spodenki do kolonoskopii, włókninowe, niejałowe

TD-30-I.2.c-5.2.1

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia:  
2021-05-31

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl

**KLASYFIKACJA**

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

**PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE**

- wyrób medyczny jednorazowego użytku noszony przez pacjentów podczas zabiegu kolonoskopii

**WŁAŚCIWOŚCI**

- wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> lub 40 g/m<sup>2</sup>
- krótkie spodenki z rozcięciem
- przewiewne
- kolor: zielony lub granatowy
- jednorazowego użytku
- niesterylne
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	ROZMIAR	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) FOLIA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-0023-35G-L	35 g/m <sup>2</sup>	L	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-0023-35G-XL	35 g/m <sup>2</sup>	XL	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-0023-40DB	40 g/m <sup>2</sup>	-	granatowy	włóknina polipropylenowa	10 szt.	20 x 10 szt.
BT-0023-40G-L	40 g/m <sup>2</sup>	L	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-0023-40G-XL	40 g/m <sup>2</sup>	XL	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.



# Majtki do badań, jednorazowego użytku, niejałowe

TD-30-I.2.c-5.3.2

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

**PRODUCENT:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA** wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)**PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE**

- wyrób medyczny jednorazowego użytku noszony przez pacjentów podczas badań diagnostycznych

**WŁAŚCIWOŚCI**

- wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>
- przewiewne
- zapewniają pacjentowi poczucie intymności podczas zabiegów
- kolor: granatowy
- jednorazowego użytku
- niesterylne
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) FOLIA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-0024-40DB	40 g/m <sup>2</sup>	granatowy	włóknina polipropylenowa	10 szt.	20 x 10 szt.



## Ochroniacze na buty, foliowe, niejałowe

TD-30-I.2.c-6.2

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

**PRODUCENT:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA**

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

**PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE**

- wyrób medyczny jednorazowego użytku zakładany na obuwie w obszarze bloku operacyjnego, oddziałach intensywnej terapii, oddziałach szpitalnych lub w kontakcie z pacjentami z obniżoną odpornością w celu ochrony pacjenta przed potencjalnym zakażeniem

**WŁAŚCIWOŚCI**

- wykonane z folii polietylenowej o grubości 0,018 mm (18 µm)
- ściągane gumką
- wymiary 15 x 41 cm
- podwyższona wytrzymałość
- kolor niebieski
- nie zawierają lateksu
- jednorazowego użytku
- niesterylne
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRUBOŚĆ	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) FOLIA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-002-PEB	0,018 mm (18 µm)	niebieski	folia polietylenowa	100 szt.	20 x 100 szt.



# Ubranie operacyjne, bluza z krótkim rękawem + spodnie, włókninowe, niejałowe

TD-30-I.2.c-4.1.1

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl

**KLASYFIKACJA**

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

**PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE**

- wyrób medyczny jednorazowego użytku używany, przeznaczony i wskazany w celu zminimalizowania zanieczyszczenia powietrza w sali operacyjnej przez złuszczone naskórek pochodzący ze skóry osób noszących

**WŁAŚCIWOŚCI**

- wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>
- bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” pod szyją i 3 kieszeniami
- spodnie z trokami
- kolor niebieski, zielony lub fioletowy
- zgodność z normą techniczną: EN 13795-2
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	ROZMIAR	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) FOLIA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-017-S35B1-S-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	S	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35B2-M-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	M	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35B3-L-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	L	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35B4-XL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XL	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35B5-XXL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XXL	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35B6-XXXL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XXXL	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35B7-XXXXL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XXXXL	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35B8-XXXXXL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XXXXXL	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35G1-S-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	S	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35G2-M-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	M	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35G3-L-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	L	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35G4-XL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XL	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35G5-XXL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XXL	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35G6-XXXL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XXXL	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35G7-XXXXL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XXXXL	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35V1-S-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	S	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35V2-M-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	M	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35V3-L-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	L	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35V4-XL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XL	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35V5-XXL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XXL	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35V6-XXXL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XXXL	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BT-017-S35V7-XXXXL-SMS	35 g/m <sup>2</sup>	XXXXL	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.

*Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.**Opracowanie: A.K. – Product Manager ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.*

strona 1 / 1

*Żadna część niniejszego dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.*

ver.2020/01



## *Prześcieradło papierowe 50/50 2 warstwowe*



- 100% celulozy
- gramatura 2 x 17 g/m<sup>2</sup>
- dwuwarstwowe, gofrowane, perforowane, super białe
- szerokość roli 50 cm
- długość 50 m, perforacja co 37,5 cm
- przeznaczone do gabinetów lekarskich, zabiegowych, kosmetycznych itp.
- wyrób medyczny
- nr katalogowy 1.06.005

Producent:

Flesz Sp. z o. o.

ul. Cieślowskich 25F

03-017 Warszawa



 **medprox**<sup>®</sup> *comfort*

Higieniczne podkłady ochronne, wykonane są z dwóch warstw chłonnej bibuły i warstwy folii.

1. szerokość 33cm
2. Perforacja 50cm
3. produkowane w kolorze białym, niebieskim i zielonym

Nr katalogowy: POCOS33-P50



\*Istnieje możliwość zmiany rozmiaru perforacji oraz długości wstęgi na rolce

Producent: F.P.H. MUSTAF s.c.

# PODKŁAD PAPIEROWY LAMINOWANY W ROLCE

WYTWÓRCA: Bournas Medical



## OPIS PRODUKTU:

- Wykonany z papieru laminowanego termicznie PE
- Perforacja: 38 cm
- Gramatura: 23 gr  $\pm$ 5% (papier) + 14 gr  $\pm$ 5% (PE)
- Ilość odcinków w rolce: 132
- Miękki, wodoodporny, chłonny, wytrzymały
- Kolor: niebieski, biały
- Jednorazowego użytku
- Niesterylny

## ROZMIAR I KOD:

KOD	WYMIARY	KOLOR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
108.023.ST	48 cm x 50 m	biały	1 szt.	12 szt.
108.025.ST	58 cm x 50 m	biały	1 szt.	12 szt.
108.025.STB	58 cm x 50 m	niebieski	1 szt.	12 szt.



Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland  
tel. +48 32 271 69 91 fax. +48 32 274 72 84  
[www.zarys.com.pl](http://www.zarys.com.pl)



# Koszula pacjenta, włókninowa, z wycięciem Y, niejałowa

TD-30-I.2.c-5.1.4

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

**PRODUCENT:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA**

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

**PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE**

- wyrób medyczny jednorazowego użytku przeznaczony do noszenia przez pacjentów podczas badań diagnostycznych oraz opieki okołoperacyjnej/okołoporodowej

**WŁAŚCIWOŚCI**

- wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>
- wkładana przez głowę
- z wycięciem Y pod szyją
- rękawy krótkie
- przewiewna
- kolor: granatowy
- jednorazowego użytku
- niesterylna
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	ROZMIAR	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) FOLIA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-0022-40DB-PP	40 g/m <sup>2</sup>	uniwersalny	granatowy	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.



# Koszula pacjenta, położnicza, włókninowa, niejałowa

TD-30-I.2.c-5.1.6

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

**PRODUCENT:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA** wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)**PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE**

- wyrób medyczny jednorazowego użytku przeznaczony do noszenia przez pacjentów podczas badań diagnostycznych oraz opieki okołoperacyjnej/okotporodowej

**WŁAŚCIWOŚCI**

- wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>
- wiązana na troki w talii oraz przy szyi
- wkładana przez głowę
- przewiewna
- kolor: niebieski
- jednorazowego użytku
- niesterylna
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	ROZMIAR	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) FOLIA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-0022-SMS-DM-001-S	35 g/m <sup>2</sup>	S	niebieski	SMS	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-0022-SMS-DM-001-M	35 g/m <sup>2</sup>	M	niebieski	SMS	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-0022-SMS-DM-001-L	35 g/m <sup>2</sup>	L	niebieski	SMS	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-0022-SMS-DM-001-XL	35 g/m <sup>2</sup>	XL	niebieski	SMS	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-0022-SMS-DM-001-XXL	35 g/m <sup>2</sup>	XXL	niebieski	SMS	10 szt.	10 x 10 szt.



# FARTUCH NORMAL jałowy TD-11

Załącznik nr 3 do  
punktu 2 pp. 2.3

Wydanie II  
z dnia 2020.12.11

Strona 1/1

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

#### ZASTOSOWANIE:

- Przeznaczony do stosowania podczas procedur medycznych
- Jako bariera drobnoustrojów bytujących w powłokach skórnych personelu medycznego

#### WŁAŚCIWOŚCI:

- Fartuch zabiegowy
- Sterylny, jednorazowego użytku
- Wykonany z włókniny polipropylenowej
- Stanowiący barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Chłonny na całej powierzchni
- Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny bawełnianej
- Tylne części fartucha zachodzą na siebie
- Dwa troki wszyte w okolicy pasa, umieszczone w sztywnym kartoniku zapewniają aseptyczną aplikację
- Dwie tasemki w okolicy karku
- Szwy wykonane techniką tradycyjnego, pojedynczego szycia
- Nie zawiera lateksu
- Niepalny
- Niepylący
- Pakowany w serwetę z 1 ręcznikiem chłonnym
- Opakowanie folia - papier
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



#### ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SGN-L	L	1 szt.+ ręcznik chłonny 40cm x 40cm	25 szt.
AT-SGN-XL	XL	1 szt.+ ręcznik chłonny 40cm x 40cm	25 szt.

# MediClassic Splash

## Maska chirurgiczna

WYTWÓRCA:	DACH Schutzbekleidung GmbH & Co.KG				
MARKA:	<b>SAFE</b> <sup>®</sup>				
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zabezpiecza pole operacyjne przed zanieczyszczeniem złuszczonego naskórkiem, owłosieniem oraz zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową</li> <li>• Ochrona pacjentów przed czynnikami infekcyjnymi z nosów i ust personelu</li> <li>• Ochrona przed rozpryskami</li> </ul>				
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maska chirurgiczna czterowarstwowa</li> <li>• Wyposażona w antyrefleksyjną osłonę na oczy odporną na zaparowywanie</li> <li>• Mocowana na troki lub gumki zakładane na uszy</li> <li>• Posiada wkładkę modelującą na nos o dł. 13 cm</li> <li>• Typ IIR zgodnie z wymaganiami normy EN 14683:2005</li> <li>• Skuteczność filtracji bakterii (BFE): 99,99%, ciśnienie różnicowe (Pa): 32,78, odporność na rozpryski (mm Hg) &gt; 120</li> <li>• Wymiary maski: 18 cm x 9,5 cm (19 cm)</li> <li>• Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik</li> <li>• Kolor zielony</li> <li>• Nie zawiera lateksu</li> <li>• Jednorazowego użytku</li> <li>• Niejałowa</li> </ul>				
ROZMIAR I KOD:	KOD	RODZAJ	WYMIARY MOCOWANIA	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
	2111G	z trokami	troki górne 2 x 43 cm troki dolne 2 x 37 cm	25 szt./ kartonik	16 x 25 szt.
	2112G	z gumkami	gumki 2 x 18 cm	25 szt./ kartonik	16 x 25 szt.
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: DACH Schutzbekleidung GmbH & Co.KG				



# MEDBAR

## Chirurgiczny marker skórny




WYTWÓRCA: Medbar Tibii Malzemeler Turizm Sanayi ve Ricaret Ltd., Sti.  
DYSTRYBUTOR: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

KONTAKT: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

### ZASTOSOWANIE:

- Szerokie zastosowanie w chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, naczyniowej oraz w pracowniach dermatologicznych, rentgenowskich i radiologii
- Przeznaczony do oznaczeń miejsc dla łatwej identyfikacji



### WŁAŚCIWOŚCI:

- sterylny
- nietoksyczny
- szybkooschnący
- nieplamiący
- doskonale widoczny niezależnie od koloru skóry
- odporny na środki dezynfekujące
- fioletowy atrament
- skala pomiarowa na korpusie pisaka - 5 cm
- dodatkowo załączona dwustronna skala pomiarowa - 15 cm lub 6 cali

### KOD I ROZMIAR

KOD

OPAKOWANIE  
JEDNOSTKOWE

OPAKOWANIE  
ZBIORCZE

241 01

folia/papier

50 szt./opak. foliowe



**WYTWÓRCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

### ZASTOSOWANIE:

- Przeznaczony do stosowania w gabinetach zabiegowych, pogotowiach ratunkowych, oddziałach szpitalnych
- Stanowi pakiet pomocniczych wyrobów medycznych jednorazowego użytku umożliwiających wykonanie procedury szycia

### WŁAŚCIWOŚCI:

- wyrób jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- niepirogenny
- nietoksyczny
- do użytku krótkotrwałego
- okres przydatności wyrobu: 2 lata
- etykieta wyposażona w 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy
- sterylizacja w zwalidowanym procesie z zastosowaniem tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1
- opakowanie: papier-folia




1/ 1 szt.



2/ 1 szt.



3/ 2 szt.



4/ 1 szt.



5/ 1 szt.



6/ 1 szt.



7/ 1 szt.

### SPECYFIKACJA PAKIETU

NUMER KATALOGOWY	L.P.	ILOŚĆ	KOMPONENT	SPECYFIKACJA	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
DS-SZY-00203	1.	1 szt.	serweta chirurgiczna (SMS)	75cm x 75cm	1 pakiet papier-folia
	2.	1 szt.	serweta chirurgiczna 2-warstwowa, z centralnym otworem	45cm x 60cm, otwór: śr. 6cm	
	3.	2 szt.	kompres z gazy 17N 16W	10cm x 10cm	
	4.	1 szt.	nożyczki IRIS proste, metalowe	dł. 11,5cm	
	5.	1 szt.	peśeta anatomiczna, metalowa	dł. 14cm	
	6.	1 szt.	igłotrzymacz MAYO HEGAR, metalowy	dł. 15cm	
	7.	1 szt.	ostrze chirurgiczne z trzonkiem i osłonką	nr 11	



# SERWETA NA STOLIK MAYO WZMOCNIONA, CZERWONA jałowa TD-11

Załącznik nr 3 do  
punktu 2 pp. 2.3

Wydanie I  
z dnia 2017.10.19

Strona 1/1

**WYTWÓRCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Wzmocniona serweta wykonana z nieprzemakalnej folii PE w kolorze czerwonym wzmocnionej niebieską chłonną włókninową warstwą wiskozowo-poliestrową
- Warstwa włókniny pochłania wilgoć i płyny, warstwa folii zapobiega przemakaniu
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Serweta w postaci worka, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, co umożliwia aseptyczną aplikację
- Spełniająca wymogi normy PN-EN 13795
- Nie zawiera lateksu
- Niepalna
- Niepyląca
- Opakowanie folia - papier
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SD-S 2 RED	80cm x 140cm	1 szt.	80 szt.



# FARTUCH CHIRURGICZNY STANDARD jałowy TD-11

Załącznik nr 3 do  
punktu 2 pp. 2.3

Wydanie III

z dnia 2019.09.16

Zmiana z dnia  
2021.07.19

**WYTWÓRCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Zapobieganie przenoszeniu czynników infekcyjnych z zespołu chirurgicznego do rany operacyjnej
- Zapobieganie rozproszeniu się cząstek złuszczonego naskórka w powietrzu sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Pełnobarierowy fartuch chirurgiczny
- Sterylny, jednorazowego użytku
- Wykonany z włókniny antystatycznej typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>.
- Duża odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz duża wytrzymałość na rozciąganie i wypychanie
- Oddychający i paroprzepuszczalny (przewiewny) materiał fartucha
- Hydrofobowy materiał fartucha o czasowej nieprzemakalności
- Kolorowe lamówki adekwatne do rozmiaru fartucha
- Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny
- Tylne części fartucha zachodzą na siebie
- Fartuch zapewnia swobodę ruchów
- Dwa troki wszyte w okolicy pasa, umieszczone w sztywnym kartoniku zapewniają aseptyczną aplikację, dodatkowo dwa troki wewnętrzne
- Zapięcie typu rzep w okolicy karku
- Szwy wykonane techniką ultradźwiękową
- Spełniający wymogi normy PN-EN 13795
- Nie zawiera lateksu
- Niepalny
- Niepylący
- Wewnętrznie pakowany w serwetę zabezpieczającą wraz z dwoma ręcznikami chłonnymi
- Opakowanie folia - papier
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



## ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR LAMÓWKI	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SGS-M 1	M	Żółta	1 szt.+2 ręczniki chłonne 30cm x 30cm	25 szt.
AT-SGS-L 1	L	Zielona	1 szt.+2 ręczniki chłonne 30cm x 30cm	25 szt.
AT-SGS-XL 1	XL	Fioletowa	1 szt.+2 ręczniki chłonne 30cm x 30cm	25 szt.
AT-SGS-XXL 1	XXL	Czarna	1 szt.+2 ręczniki chłonne 30cm x 30cm	25 szt.
AT-SGS-XXXL 1	XXXL	Szara	1 szt.+2 ręczniki chłonne 30cm x 30cm	25 szt.



Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62  
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

---


## ULOTKI INFORMACYJNE

**Producent:** EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

**PRODUKT:** Oslona na aparat RTG jałowa  
**ROZMIAR:** 220x100 cm – 1szt.

**NR KATALOGOWY:** O-11ST

**Pokrowiec sterylny na ramię "C" RTG**  
wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, z elastyczną gumką na głowicę i taśmami lepnyymi





**SERWETA CHIRURGICZNA 2 WARSTWOWA  
Z CENTRALNYM OTWOREM PRZYLEPNYM**  
**jałowa**  
**TD-11**

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie I

data: 2017-10-19

zmiana: 2022-07-01

**WYTWÓRCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

**ZASTOSOWANIE:**

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Serweta dwuwarstwowa laminowana o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>
- Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folii zapobiega przemakaniu
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniająca wymogi normy PN-EN 13795-1
- Otwór ułatwia aplikację serwety, umożliwia dokładniejsze dopasowanie serwety do miejsca zabiegu, co wpływa na zwiększenie efektywności zabezpieczenia pola operacyjnego i ergonomii pracy personelu medycznego
- Otwór otoczony taśmą samoprzylepną
- Opakowanie folia – papier
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



**ROZMIAR I KOD**

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OTWÓR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-NFFA-S 1 E	45cm x 45cm	∅ 5cm	1 szt.	100 szt.	4 x 100 szt.
AT-NFFA-S 2 E	45cm x 75cm	6cm x 8cm	1 szt.	100 szt.	4 x 100 szt.
AT-NFFA-S 3 E	50cm x 60cm	∅ 6cm	1 szt.	100 szt.	4 x 100 szt.
AT-NFFA-S 4 E	75cm x 90cm	∅ 7cm	1 szt.	50 szt.	4 x 50 szt.
AT-NFFA-S 5 E	75cm x 90cm	6cm x 8cm	1 szt.	50 szt.	4 x 50 szt.
AT-NFFA-S 6 E	90cm x 120cm	∅ 8cm	1 szt.	50 szt.	4 x 50 szt.



# SERWETA CHIRURGICZNA 2 WARSTWOWA Z CENTRALNYM OTWOREM PRZYLEPNYM

## jałowa

### TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie I

data: 2020-11-01

zmiana: 2022-06-30

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

**ZASTOSOWANIE:**

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Serweta dwuwarstwowa laminowana o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>
- Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folii zapobiega przemakaniu
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniająca wymogi normy PN-EN 13795-1
- Otwór ułatwia aplikację serwety, umożliwia dokładniejsze dopasowanie serwety do miejsca zabiegu, co wpływa na zwiększenie efektywności zabezpieczenia pola operacyjnego i ergonomii pracy personelu medycznego
- Otwór otoczony taśmą samoprzylepną
- Opakowanie folia – papier
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy

**ROZMIAR I KOD**

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OTWÓR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-NFFA-S 1	45cm x 45cm	∅ 6cm	1 szt.	200 szt.	2 x 200 szt.
AT-NFFA-S 11	50cm x 60cm	6cm x 8cm	1 szt.	200 szt.	2 x 200 szt.
AT-NFFA-S 2	50cm x 75cm	6cm x 8cm	1 szt.	120 szt.	2 x 120 szt.
AT-NFFA-S 3	50cm x 75cm	∅ 7cm	1 szt.	120 szt.	2 x 120 szt.
AT-NFFA-S 4	75cm x 90cm	∅ 7cm	1 szt.	100 szt.	2 x 100 szt.
AT-NFFA-S 5	75cm x 90cm	6cm x 8cm	1 szt.	100 szt.	2 x 100 szt.
AT-NFFA-S 6	90cm x 120cm	∅ 10cm	1 szt.	60 szt.	2 x 60 szt.
AT-NFFA-S 7	120cm x 150cm	∅ 7cm	1 szt.	50 szt.	2 x 50 szt.
AT-NFFA-S 8	120cm x 150cm	∅ 10cm	1 szt.	50 szt.	2 x 50 szt.



**SERWETA CHIRURGICZNA**  
**2 WARSTWOWA**  
**jałowa**  
**TD-11**

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie I

data: 2017-10-19

zmiana: 2022-06-29

**WYTWÓRCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

**ZASTOSOWANIE:**

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Serweta dwuwarstwowa laminowana o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>
- Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folii zapobiega przemakaniu
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniająca wymogi normy PN-EN 13795-1
- Nieprzylepna
- Opakowanie folia - papier
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



**ROZMIAR I KOD**

<b>NUMER KATALOGOWY</b>	<b>ROZMIAR</b>	<b>OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE</b>	<b>OPAKOWANIE HANDLOWE</b>	<b>OPAKOWANIE TRANSPORTOWE</b>
AT-NF-S 1 E	45cm x 45cm	1 szt.	100 szt.	400 szt.
AT-NF-S 21 E	37cm x 45cm	1 szt.	100 szt.	400 szt.
AT-NF-S 3 E	45cm x 60cm	1 szt.	100 szt.	400 szt.
AT-NF-S 4 E	45cm x 75cm	1 szt.	100 szt.	400 szt.
AT-NF-S 5 E	75cm x 75cm	1 szt.	50 szt.	200 szt.
AT-NF-S 9 E	75cm x 90cm	1 szt.	50 szt.	200 szt.
AT-NF-S 13 E	100cm x 150cm	1 szt.	50 szt.	200 szt.
AT-NF-S 15 E	150cm x 180cm	1 szt.	20 szt.	80 szt.



# SERWETA CHIRURGICZNA 2 WARSTWOWA jałowa TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie I

data: 2019-08-09


zmiana: 2022-06-29

**WYTWÓRCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84**ZASTOSOWANIE:**

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Serweta dwuwarstwowa laminowana o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>
- Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folii zapobiega przemakaniu
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniająca wymogi normy PN-EN 13795-1
- Nieprzylepna
- Opakowanie folia - papier
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy

**ROZMIAR I KOD**

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-NF-S 1	45cm x 45cm	1 szt.	240 szt.	2 x 240 szt.
AT-NF-S 2	50cm x 50cm	1 szt.	200 szt.	2 x 200 szt.
AT-NF-S 3	50cm x 60cm	1 szt.	280 szt.	2 x 280 szt.
AT-NF-S 4	50cm x 75cm	1 szt.	160 szt.	2 x 160 szt.
AT-NF-S 5	75cm x 75cm	1 szt.	150 szt.	2 x 150 szt.
AT-NF-S 8	80cm x 90cm	1 szt.	150 szt.	2 x150 szt.
AT-NF-S 9	75cm x 90cm	1 szt.	150 szt.	2 x 150 szt.
AT-NF-S 10	90cm x 120cm	1 szt.	80 szt.	2 x 80 szt.
AT-NF-S 12	75cm x 140 cm	1 szt.	50 szt.	2 x 50 szt.
AT-NF-S 13	100cm x 150cm	1 szt.	50 szt.	2 x 50 szt.
AT-NF-S 14	120cm x 150cm	1 szt.	50 szt.	2 x 50 szt.
AT-NF-S 15	150cm x 180cm	1 szt.	20 szt.	2 x 20 szt.
AT-NF-S 16	150cm x 200cm	1 szt.	20 szt.	2 x 20 szt.
AT-NF-S 19	160cm x 220cm	1 szt.	20 szt.	2 x 20 szt.
AT-NF-S 20	150cm x 240cm	1 szt.	20 szt.	2 x 20 szt.
AT-NF-S 22	170cm x 300cm	1 szt.	20 szt.	2 x 20 szt.



# Pęseta plastikowa

<b>WYTWÓRCA:</b>	Zhejiang Gongdong Medical Technology Co, Ltd.				
<b>ZASTOSOWANIE:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>np. do chwytania materiałów opatrunkowych</li></ul>				
<b>WŁAŚCIWOŚCI:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>pęseta anatomiczna prosta</li><li>długość: 13 cm</li><li>wykonana z polipropylenu w kolorze zielonym</li><li>antypoślizgowa powierzchnia chwytana zapewnia bezpieczeństwo użytkowania</li><li>część chwytająca zakończona poprzecznymi prążkami umożliwiającymi pewny chwyt</li><li>opakowanie jednostkowe: folia-papier</li><li>jałowa</li></ul>				
<b>ROZMIAR I KOD:</b>	<b>KOD</b>	<b>KOLOR</b>	<b>OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE</b>	<b>OPAKOWANIE HANDLOWE</b>	<b>OPAKOWANIE TRANSPORTOWE</b>
	A-02	zielony	1 szt.	100 szt./box	1000 szt./karton
<b>OPRACOWANO NA PODSTAWIE:</b>	materiałów marketingowych firmy: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co, Ltd.				



# Pęsety anatomiczne

**WYTWÓRCA:** NUOVA APTACA S.r.l., Włochy

**DYSTRYBUTOR:** G.C.Z.M. ZARYS Sp. z o.o., Polska

**ZASTOSOWANIE:**

- Pęsety anatomiczne

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- Materiał: ABS
- Z ergonomicznym i antypoślizgowym uchwytem
- Rozpiętość 12 mm
- Długość 124 mm



**ROZMIAR I KOD:**

KOD	PAKOWANIE
5701	NIESTERYLNE, 100 SZT/WORECZEK
5701/SG	STERYLNE, 100SZT/WORECZEK
5701/SG/CS	STERYLNE, INDYWIDUALNIE PAKOWANE
5701/SG/CS/P	STERYLNE, INDYWIDUALNIE PAKOWANE W OPAKOWANIE ROZRYWALNE

# Nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny

WYTWÓRCA:	Jiangsu Yada Technology Group Co., Ltd.		
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"><li>Przecinanie zaciskaczy do pępowiny</li></ul>		
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"><li>Rękojeść wykonana z nylonu</li><li>Ostrze ze stali nierdzewnej</li><li>Gładka powierzchnia części chwytnej</li><li>Sterylnie</li><li>Sterylizowane tlenkiem etylenu</li><li>Termin ważności 5 lat</li><li>Kolor zielony</li><li>Nie zawiera lateksu</li><li>Nie zawiera ftalanów</li><li>Opakowanie jednostkowe papier/folia</li></ul>		
ROZMIAR I KOD:	KOD	KOLOR	OPAKOWANIE
	NPZ	zielony	Jednostkowe: 1 sztuka (papier/folia) Pośrednie: 50 x 1 sztuka (box) Transportowe: 10 x 50 sztuk (karton)
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Jiangsu Yada Technology Group Co., Ltd.		





# ZESTAW SERWET DO CIĘCIA CESARSKIEGO 1 jałowy TD-11

Załącznik nr 3 do  
punktu 2 pp. 2.3

Wydanie I  
z dnia 2017.10.19

Strona 1/1

**WYTWÓRCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Sterylne, jednorazowe obłożenia pola operacyjnego
- Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniające wymogi normy PN-EN 13795
- Nieprzemakalne na całej powierzchni
- Zintegrowane z torbą do przechwytywania płynów
- Wytrzymałe na rozciąganie i wypychanie
- Wyposażone w piktogramy informujące o kierunku aplikacji
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy
- Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę dwuwarstwową, celulozowo – foliową, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu



200x320cm  
1szt./pc.



30x30cm  
4szt./pcs




10x50cm  
1szt./pc.



75x80cm  
1szt./pc.



80x140cm  
1szt./pc.



150x190cm  
1szt./pc.

## SKŁAD I KOD ZESTAWU

NUMER KATALOGOWY	KOMPONENT	ROZMIAR	ILOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-S-CSEC1-C	Serweta samoprzylepna z otworem o wymiarach 25cm x 30cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75cm x 85cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS	200cm x 320cm	1 szt.		
	Ręcznik chłonny wykonany z włókniny typu spunlace	30cm x 30cm	4 szt.		
	Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu spunlace	10cm x 50cm	1 szt.		
	Serweta chłonna dla noworodka wykonana z włókniny typu spunlace	75cm x 80cm	1 szt.		1 zestaw
	Wzmocniona osłona na stół Mayo w postaci worka, wykonana z folii PE oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym; w kolorze czerwonym; składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania	80cm x 140cm	1 szt.		TYVEC
Wzmocniona serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej		150cm x 190cm	1 szt.		



# ZESTAW SERWET DO PORODU 5 jałowy TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3  
wydanie I  
data: 2017-10-19  
zmiana: 2021-11-05

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

## ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych

## WŁAŚCIWOŚCI:

- Sterylne, jednorazowe obłożenia pola operacyjnego
- Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniające wymogi normy PN-EN 13795
- Chłonne i nieprzemakalne na całej powierzchni
- Wytrzymałe na rozciąganie i wypychanie
- Wyposażone w piktogramy informujące o kierunku aplikacji
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



114x150cm  
1szt./pc.



30x30cm  
2szt./pcs



75x85cm  
1szt./pc.



150x190cm  
1szt./pc.

## SKŁAD I KOD ZESTAWU

NUMER KATALOGOWY	KOMPONENT	ROZMIAR	ILOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-S-DEL5-SP	Wzmocniona serweta porodowa, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm	114cm x 150cm	1 szt.		
	Ręcznik chłonny wykonany z bibuły celulozowej	30cm x 30cm	2 szt.	1 zestaw	18 zestawów
	Serweta chłonna dla noworodka wykonana z włókniny typu spunlace	75cm x 85cm	1 szt.	folia-papier	karton
	Wzmocniona serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej	150cm x 190cm	1 szt.		



## Pakiet do znieczuleń 38

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie I

data 2022-06-07

TD-54

zmiana z dnia: N/A

**WYTWÓRCA:** ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84**ZASTOSOWANIE:**

- Przeznaczony do stosowania w gabinetach zabiegowych, pogotowiach ratunkowych, oddziałach szpitalnych czy stacjach dializ
- Stanowi pakiet pomocniczych wyrobów medycznych jednorazowego użytku umożliwiających wykonanie procedury znieczulenia np. lędźwiowego, miejscowego

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- wyrób jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- niepirogenny
- nietoksyczny
- do użytku krótkotrwałego
- czas życia wyrobu: 2 lata
- etykieta wyposażona w 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy
- sterylizacja w zwalidowanym procesie z zastosowaniem tlenku etylenu (ETO) zgodnym z aktualną normą EN ISO 11135
- opakowanie: rękaw papierowo-foliowy

**SPECYFIKACJA PAKIETU**

NUMER KATALOGOWY	L.P	ILOŚĆ	KOMPONENT	SPECYFIKACJA	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
DS-ZNI-00638	1.	1 szt.	Serweta chirurgiczna 2 warstwowa	50cm x 75cm	1 pakiet rękaw papierowo-foliowy
	2.	1 szt.	Serweta chirurgiczna 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym	Serweta: 50cm x 75cm Otwór: śr. 7 cm	
	3.	1 szt.	Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym	5cm x 7,2cm	
	4.	10 szt.	Kompres z gazy 17N 8W	7,5cm x 7,5cm	
	5.	1 szt.	Chwytnak plastikowy (Kocher, Pean)	Dł. 14cm	
	6.	1 szt.	Strzykawka 3-częściowa	Poj. 2ml Luer	
	7.	1 szt.	Strzykawka 3-częściowa	Poj. 5ml Luer	
	8.	1 szt.	Igła iniekcyjna	0,5mm x 25mm	
	9.	1 szt.	Igła iniekcyjna	1,2mm x 40mm	