



Do not exceed 12 hours of use.
Ne dépassez pas 12 heures d'utilisation.

PLEASE FOLLOW YOUR INSTITUTION'S POLICY FOR MEDIA ADMINISTRATION AND ASEPTIC TECHNIQUE.
VEUILLEZ RESPECTER LA POLITIQUE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT POUR L'ADMINISTRATION DU PRODUIT DE CONTRASTE ET L'UTILISATION D'UNE TECHNIQUE ASEPTIQUE.



Not made with Natural Rubber Latex.
N'est pas fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel



Non-pyrogenic fluid path.
Ligne d'injection apyrogène.



Do not use if package is opened or damaged.
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert.



Attention: Refer to warnings and cautions on Instructions for Use packaged in each carton.
DO NOT EXCEED 350 psi (2410kPa)
Attention : Reportez-vous aux avertissements et aux mises en garde du mode d'emploi fourni dans chaque boîte. **NE PAS DÉPASSER 350 psi (2410 kPa)**



Do not resterilize.
Ne pas restériliser.



Use By
Utiliser
avant le



Date of
Manufacture/
Sterilization
Date de
fabrication/
stérilisation



Lot Number
Numéro de lot

space for
2D barcode



Multi-Patient Kit

- 2 - 200mL Syringes
- 1 - Multi-Patient Connector Tube
- 2 - Multi-Patient Transfer Sets
- 1 - Expiration Label

Kit Pour Plusieurs Patients

- 2 - Seringues de 200 ml,
- 1 - Tubulure de raccord pour plusieurs patients,
- 2 - Kits de remplissage pour plusieurs patients,
- 1 - Etiquette d'expiration



Catalog Number:
Référence catalogue:

SDS MP1



Sterilized using Irradiation.
Stérilisé par irradiation.



Bayer Medical Care Inc.
1 Bayer Drive
Indianola, PA 15051-0780
U.S.A.



Bayer Medical Care B.V.
Horsterweg 24
6199 AC Maastricht Airport
The Netherlands

Assembled in USA Assemblé aux États-Unis

Patent Information: Information sur les brevets:
www.ripatents.bayer.com



(01) 0 0616258 00768 7



DN-232927 Rev. C



Do not exceed 12 hours of use.
Ne dépassez pas 12 heures d'utilisation.

PLEASE FOLLOW YOUR INSTITUTION'S POLICY FOR MEDIA ADMINISTRATION AND ASEPTIC TECHNIQUE.
VEUILLEZ RESPECTER LA POLITIQUE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT POUR L'ADMINISTRATION DU PRODUIT DE CONTRASTE ET L'UTILISATION D'UNE TECHNIQUE ASEPTIQUE.



Not made with Natural Rubber Latex.
N'est pas fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel



Non-pyrogenic fluid path.
Ligne d'injection apyrogène.



Do not use if package is opened or damaged.
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert.



Attention: Refer to warnings and cautions on Instructions for Use packaged in each carton.
DO NOT EXCEED 350 psi (2410kPa)
Attention : Reportez-vous aux avertissements et aux mises en garde du mode d'emploi fourni dans chaque boîte. **NE PAS DÉPASSER 350 psi (2410 kPa)**



Do not resterilize.
Ne pas restériliser.



Use By
Utiliser
avant le



Date of
Manufacture/
Sterilization
Date de
fabrication/
stérilisation



Lot Number
Numéro de lot



Multi-Patient Kit

- 2 - 200mL Syringes
- 1 - Multi-Patient Connector Tube
- 2 - Multi-Patient Transfer Sets
- 1 - Expiration Label

Kit Pour Plusieurs Patients

- 2 - Seringues de 200 ml,
- 1 - Tubulure de raccord pour plusieurs patients,
- 2 - Kits de remplissage pour plusieurs patients,
- 1 - Etiquette d'expiration



Catalog Number:
Référence catalogue:

SDS MP1



Sterilized using Irradiation.
Stérilisé par irradiation.




Bayer Medical Care Inc.
1 Bayer Drive
Indianola, PA 15051-0780
U.S.A.



Bayer Medical Care B.V.
Horsterweg 24
6199 AC Maastricht Airport
The Netherlands

Assembled in USA Assemblé aux États-Unis

Patent Information: Information sur les brevets:
www.ripatents.bayer.com



(01) 0 0616258 00768 7



DN-232927 Rev. C