

Opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych

Bezpieczne mocowanie cewników donosowych

Naso-Fix pozwala na bezpieczne mocowanie cewników tlenowych, sond żołądkowych i dwunastniczych i innych cewników donosowych. Naso-Fix zapobiega skutecznie przemieszczaniu się cewników i ogranicza traumatyzację pacjenta. Brak konieczności stałej opieki nad cewnikiem pozwala oszczędzać czas personelu medycznego oraz zmniejszyć ilość używanych na oddziale cewników.

Optymalny komfort pacjenta

Naso-Fix mocuje cewnik donosowy pod optymalnym kątem, minimalizując w ten sposób kontakt cewnika ze szczególnie wrażliwą dotykową okolicą nozdrzy. Przyjazny dla skóry materiał pozwala na swobodę oddychania, co zapobiega maceracji skóry, podrażnieniom i przypadkowemu odklejeniu się opatrunku.

Dyskretny wygląd

Wszystkie rozmiary produkowane są w kolorze zbliżonym do naturalnego koloru skóry, co pozwala zachować dyskrecję.

Łatwa aplikacja i usuwanie

Prosta, trzystopniowa metoda aplikacji pozwala na szybkie i pewne zamocowanie cewnika. Ogranicza to czas personelu medycznego konieczny na pielęgnowanie pacjenta.

Dyspenser

Wszystkie trzy rozmiary Naso-Fix dostarczane są w wygodnych dyspenserach, pozwalających na higieniczne pobieranie pojedynczych opatrunków.

REF 625M-L



REF 625M-I



REF 625M-S



REF.	Size	Opak.	Karton
625M-L	Duży	100 szt.	1600 szt.
625M-S	Mały	100 szt.	1600 szt.
625M-I	Noworodkowy	100 szt.	1600 szt.

Specyfikacja materiałów

Podłoże:	Różowy, nietkany polipropylen
Klej:	Medyczny klej akrylowy
Okres przechowywania:	3 lata
Okres utrzymywania:	3 dni



