

ARTROMOT®-K1

do stawu kolanowego i biodrowego

Zamiana dobrego na lepsze!

ARTROMOT®-K1 łączy w sobie najlepsze cechy sprawdzonego modelu ARTROMOT®-K2 z najnowszymi, zaawansowanymi technologiami.

ARTROMOT®-K1 został opracowany szczególnie z myślą o stosowaniu w praktyce klinicznej jak i wymagających warunkach opieki domowej / wypożyczalni.

Nowa konstrukcja **ARTROMOT®-K1** pozwala na dostosowanie szyny do jeszcze krótszych kończyn i rehabilitację dzieci.

ARTROMOT®-K1 steruje się w łatwy, intuicyjny sposób za pomocą pilota z logicznie opracowanymi ikonami i dużym wyświetlaczem.

Dane techniczne:

Wersje:	
ARTROMOT®-K1 Classic	
ARTROMOT®-K1 Standard	
ARTROMOT®-K1 Standard chip	
ARTROMOT®-K1 Comfort	
ARTROMOT®-K1 Comfort chip	
Zakresy ruchu:	
Wyprost/Zgięcie w kolanie	- 10° / 0° / 120°
Wyprost/Zgięcie w biodrze	0° / 7° / 115°
Funkcje wersji ARTROMOT®-K1 Classic:	
Pauzy (w wyproście i zgięciu)	0 - 59 s / 1 - 59 min
Prędkość	5% - 100%
Blokada klawiatury	zapobiega przypadkowej zmianie parametrów terapii
Funkcje dodane do wersji ARTROMOT®-K1 Standard	
Czas ćwiczenia	1 - 59 min / 1 - 24 h / praca ciągła
Pauzy (w wyproście i/lub w zgięciu)	0 - 59 s / 1 - 59 min
Autorewers przy oporze	1 - 25 poz.
Program rozgrzewki	stopniowe rozszerzanie do maksymalnego zakresu ruchu
Łączny czas terapii	zapis całkowitego czasu terapii pacjenta
Nowy pacjent	zresetowanie ustawień pilota dla kolejnego pacjenta
Pozycja transportowa	przygotowanie do zapakowania i transportu
Menu dla serwisu	
Funkcje dodane do wersji ARTROMOT®-K1 Comfort	
Oscylacja (przy wyproście lub zgięciu)	intensyfikacja ćwiczenia przez powtarzanie końcowego zakresu ruchu
Stretching (prostowania lub zginania)	delikatne rozszerzanie zakresu ruchu
Dokumentacja terapii	zapis wyników ćwiczeń w formie wykresu
Elektrostymulacja	optymalne połączenie ruchu CPM z elektrostymulacją
Program "workout"	sekwencyjne połączenie różnych funkcji wersji comfort
Program comfort	przygotowanie pacjenta do ćwiczenia po dłuższej przerwie pomiędzy sesjami
Funkcje dodane do ARTROMOT®-K1 z kartami chip	
Karta Chip pacjenta	zachowanie indywidualnych danych terapii pacjenta
Wymiary:	
Masa:	11 kg
Wymiary zewnętrzne:	97 x 36 x 23 cm
Numery katalogowe:	
ARTROMOT®-K1 Classic	80.00.045
ARTROMOT®-K1 Standard	80.00.040
ARTROMOT®-K1 Standard chip	80.00.041
ARTROMOT®-K1 Comfort	80.00.042
ARTROMOT®-K1 Comfort chip	80.00.043
Podstawa jezdna	80.00.055
Karta chip	0.0034.048
Przewód połączeniowy do elektrostymulacji	2.0037.024
FOCUS-Plus - stymulator NMES, TENS, HV	19.00.728E

ARTROMOT®-K1

do stawu kolanowego i biodrowego



ARTROMOT®-K1
comfort z kartą chip



Podstawa jezdna

Wskazania:

ARTROMOT-K1 jest przeznaczony do leczenia większości urazów i schorzeń stawu kolanowego i biodrowego oraz do pooperacyjnej i pozabiegowej rehabilitacji.

Przykłady:

- artrotomie, artroskopie połączone z synovektomią, artrolizą lub innymi zabiegami wewnątrzstawowymi
- mobilizacja stawów w znieczuleniu zaopatrzone operacyjnie złamania i pseudoartrozy
- wszelkie operacje odtworzeniowe (z możliwością ćwiczeń)
- ingerencje tkanek miękkich w obrębie stawu
- patellektomie
- osteotomie
- meniscektomie
- endoprotezoplastyki kolana / biodra
- plastyki więzadeł krzyżowych
- operacje chrząstki stawowej
- przeszczepy autologicznych chondrocytów
- skręcenia i kontuzje stawu
- artroplastie włączając implantacje i wszczepienie endoprotez
- operacje nowotworowe w obrębie stawu
- operacje plastyczne na mięśniach
- zesztywnienia stawu



Pilot sterujący do
ARTROMOT-K1 classic
(z pokrętłami)



Pilot sterujący do
ARTROMOT-K1 standard
ARTROMOT-K1 comfort