

GLACTIME®

Wchłanialna plecionka o średnim czasie wchłaniania - kwas glikolowy i mlekowy (PGLA)

Nici plecione o średnim czasie wchłaniania

TOLERANCJA TKANKOWA

Wysoka biokompatybilność osiągnięta poprzez regularną i powtarzalną absorpcję na drodze hydrolizy z minimalną odpowiedzią zapalną



WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ POCZĄTKOWA

Ponad 65% początkowej wytrzymałości po 14 dniach od implantacji (in vivo).¹

PORĘCZNOŚĆ

Miękka struktura plecionki oraz delikatne powleczenie szwu (poniżej 0,5% masy szwu), aby nadać idealny poślizg

Przeznaczenie



Chirurgia przewodu pokarmowego



Chirurgia ginekologiczna



Chirurgia urologiczna



Chirurgia ortopedyczna



Chirurgia okulistyczna

IGŁA

- Ulepszona konstrukcja ostrza igły: okrągłej, okrągło-tnącej oraz tnącej dopasowana do wszystkich rodzajów tkanek
- Wysokiej jakości powłoka silikonowa

ODPORNOŚĆ

Wysoka wytrzymałość na zginanie oraz plastyczność – najwyższej jakości stal nierdzewna (używana powszechnie w chirurgii sercowo-naczyniowej)



Początkowa wytrzymałość	Efektywny czas podtrzymania tkankowego	Absorpcja	Kolor nici	USP	Długość nici	Montaż	Rodzaj igły	Krzywiżna igły	Długość igły
65% po 14 dniach od implantacji	28-35 dni	56 - 70 dni	Bezbarwna lub fioletowa	od USP 6/0 do USP 2	od 45 cm do 250 cm	Z lub bez igły, pojedynczo lub podwójnie zbrojona, pętla.	Okrągła, Tępa, Odwrotnie tnąca, Okrągło - tnąca.	1/2 3/8 5/8 Prosta	od 8 mm do 70 mm

Pakiet 8, poz. 1 - 4, 6 - 11, 15 - 20, 22, 23, 26, 28

Opis								
GLACTIME® Wchłaniałna plecionka, kopolimer kwasu glikolowego i mlekowego (PGLA)								
kod	USP	roz. Metryczny	krzywizna igły	rodzaj igły	długość igły	długość nici	dodatkowe informacje	szt. / opak.
POJEDYNCZA IGŁA - NIĆ FIOLETOWA								
39S07A	6/0	0.7 MET	3/8	Okragła	13mm	nić 75 cm		36
39S07D	6/0	0.7 MET	1/2	Okragła	13mm	nić 75 cm		36
39S10A	5/0	1 MET	3/8	Okragła	13mm	nić 75 cm		36
39S10H	5/0	1 MET	3/8	Okragła	17mm	nić 75 cm		36
39S10R	5/0	1 MET	3/8	Okragła	22mm	nić 75 cm		36
39S10Q	5/0	1 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	16mm	nić 45 cm		36
39S10E	5/0	1 MET	1/2	Okragła	17mm	nić 75 cm		36
39S10F	5/0	1 MET	1/2	Okragła	26mm	nić 75 cm		36
39S15A	4/0	1.5 MET	3/8	Okragła	17mm	nić 75 cm		36
39S15B	4/0	1.5 MET	3/8	Okragła	22mm	nić 75 cm		36
39S15D	4/0	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	19mm	nić 75 cm		36
39S15E	4/0	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	24mm	nić 75 cm		36
39S15F	4/0	1.5 MET	1/2	Okragła	17mm	nić 75 cm		36
39S15U	4/0	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	30mm	nić 75 cm		36
39S15H	4/0	1.5 MET	1/2	Okragła	22mm	nić 75 cm		36
39S15J	4/0	1.5 MET	1/2	Okragła	26mm	nić 75 cm		36
39S15L	4/0	1.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	16mm	nić 75 cm		36
39S15V	4/0	1.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	23mm	nić 75 cm		36
39S20A	3/0	2 MET	3/8	Okragła	17mm	nić 75 cm		36
39S20B	3/0	2 MET	3/8	Okragła	22mm	nić 75 cm		36
39S20C	3/0	2 MET	3/8	Okragła	26mm	nić 75 cm		36
39S20W	3/0	2 MET	3/8	Okragła	32mm	nić 75 cm		36
39S20E	3/0	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	19mm	nić 75 cm		36
39S20F	3/0	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	24mm	nić 75 cm		36
39S20G	3/0	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	30mm	nić 75 cm		36
39S20K	3/0	2 MET	1/2	Okragła	18mm	nić 75 cm		36
39S20M	3/0	2 MET	1/2	Okragła	22mm	nić 75 cm		36
39S20N	3/0	2 MET	1/2	Okragła	26mm	nić 75 cm		36
39S20P	3/0	2 MET	1/2	Okragła	30mm	nić 75 cm		36
39S20Q	3/0	2 MET	1/2	Okragła	36mm	nić 75 cm		36
39S20AG	3/0	2 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	23mm	nić 75 cm		36
39S20T	3/0	2 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	26mm	nić 75 cm		36
39S20AE	3/0	2 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	30mm	nić 75 cm		36
39S20AA	3/0	2 MET	1/2	Okragło-tnąca	18mm	nić 75 cm		36
39S20AB	3/0	2 MET	1/2	Okragło-tnąca	20mm	nić 75 cm		36
39S20J	3/0	2 MET	1/2	Okragło-tnąca	26mm	nić 75 cm		36
39S20AF	3/0	2 MET	5/8	Okragła	27mm	nić 75 cm		36
39S30A	2/0	3 MET	3/8	Okragła	26mm	nić 75 cm		36
39S30C	2/0	3 MET	3/8	Okragła	32mm	nić 75 cm		36
39S30D	2/0	3 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	24mm	nić 75 cm		36
39S30E	2/0	3 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	30mm	nić 75 cm		36
39S30U	2/0	3 MET	1/2	Okragła	18mm	nić 75 cm		36
39S30J	2/0	3 MET	1/2	Okragła	22mm	nić 75 cm		36
39S30K	2/0	3 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 75 cm		36
39S30L	2/0	3 MET	1/2	Okragła	30mm	nić 75 cm		36
39S30M	2/0	3 MET	1/2	Okragła	36mm	nić 75 cm		36
39S30N	2/0	3 MET	1/2	Okragła	40mm	nić 90 cm		36
39S30F	2/0	3 MET	1/2	Okragło-tnąca	26mm	nić 75 cm		36
39S30P	2/0	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	23mm	nić 75 cm		36
39S30Q	2/0	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	26mm	nić 75 cm		36
39S30R	2/0	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	30mm	nić 75 cm		36
39S30S	2/0	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	36mm	nić 90 cm		36
39S30T	2/0	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	40mm	nić 90 cm		36
39S30X	2/0	3 MET	5/8	Okragła	27mm	nić 75 cm		36
39S30AB	2/0	3 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	50mm	nić 75 cm		36

poz. 16

poz. 18

poz. 2

poz. 19

poz. 20

poz. 3

poz. 4

poz. 22

poz. 23

Pakiet 8, poz. 1 - 4, 6 - 11, 15 - 20, 22, 23, 26, 28

Opis								
GLACTIME® Wchłaniałna plecionka, kopolimer kwasu glikolowego i mlekowego (PGLA)								
kod	USP	roz. Metryczny	krzywizna igły	rodzaj igły	długość igły	długość nici	dodatkowe informacje	szt. / opak.
39S30AC	2/0	3 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	60mm	nić 75 cm		36
39S35AE	0	3.5 MET	3/8	Okragła	32mm	nić 75 cm		36
39S35Q	0	3.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	30mm	nić 75 cm		36
39S35T	0	3.5 MET	1/2	Okragła	22mm	nić 75 cm		36
39S35F	0	3.5 MET	1/2	Okragła	26mm	nić 75 cm		36
39S35G	0	3.5 MET	1/2	Okragła	30mm	nić 75 cm		36
39S35H	0	3.5 MET	1/2	Okragła	36mm	nić 75 cm		36
39S35J	0	3.5 MET	1/2	Okragła	40mm	nić 90 cm		36
39S35K	0	3.5 MET	1/2	Okragła	48mm	nić 90 cm		36
39S35C	0	3.5 MET	1/2	Okragło-tnąca	36mm	nić 90 cm		36
39S35R	0	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	26mm	nić 75 cm		36
39S35L	0	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	30mm	nić 75 cm		36
39S35M	0	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	36mm	nić 90 cm		36
39S35N	0	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	40mm	nić 90 cm		36
39S35P	0	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	48mm	nić 90 cm		36
39S35AH	0	3.5 MET	1/2	Okragła	65mm	nić 150 cm	pętla	36
39S35AC	0	3.5 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	50mm	nić 75 cm		36
39S35AD	0	3.5 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	60mm	nić 75 cm		36
39G40P	1	4 MET	1/2	Okragła	22mm	nić 75 cm	igła wzmocniona	36
39G40F	1	4 MET	1/2	Okragła	26mm	nić 75 cm	igła wzmocniona	36
39S40J	1	4 MET	1/2	Okragła	40mm	nić 90 cm		36
39G40J	1	4 MET	1/2	Okragła	40mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
39S40AD	1	4 MET	1/2	Okragła	40mm	nić 150 cm	pętla	36
39S40K	1	4 MET	1/2	Okragła	48mm	nić 90 cm		36
39S40AB	1	4 MET	1/2	Okragła	48mm	nić 150 cm	pętla	36
39S40B	1	4 MET	1/2	Okragło-tnąca	36mm	nić 90 cm		36
39S40C	1	4 MET	1/2	Okragło-tnąca	40mm	nić 90 cm		36
39S40AC	1	4 MET	1/2	Okragło-tnąca	40mm	nić 150 cm	pętla	36
39S40D	1	4 MET	1/2	Okragło-tnąca	48mm	nić 90 cm		36
39S40E	1	4 MET	1/2	Okragło-tnąca	48mm	nić 150 cm	pętla	36
39S40G	1	4 MET	1/2	Okragła	30mm	nić 75 cm		36
39S40H	1	4 MET	1/2	Okragła	36mm	nić 75 cm		36
39S40L	1	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	36mm	nić 90 cm		36
39S40N	1	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	48mm	nić 90 cm		36
39S40X	1	4 MET	1/2	Okragła	65mm	nić 90 cm		36
39S50Q	2	5 MET	1/2	Okragło-tnąca	40mm	nić 150 cm	pętla	36
39S50G	2	5 MET	1/2	Okragła	40mm	nić 90 cm		36
39S50R	2	5 MET	1/2	Okragła	40mm	nić 150 cm	pętla	36
39S50S	2	5 MET	1/2	Okragła	48mm	nić 150 cm	pętla	36
IGŁA PODWÓJNA - NIĆ FIOLETOWA								
39S20Y	3/0	2 MET	1/2	Okragła	26mm	nić 90 cm		36
39S30W	2/0	3 MET	1/2	Okragła	26mm	nić 90 cm		36
39S35W	0	3.5 MET	1/2	Okragła	26mm	nić 90 cm		36
POJEDYNCZA IGŁA - NIĆ BEZBARWNA								
39I07E	6/0	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	10mm	nić 45 cm		36
39I07F	6/0	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	13mm	nić 45 cm		36
39I10M	5/0	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	13mm	nić 45 cm		36
39I10N	5/0	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16mm	nić 45 cm		36
39I10P	5/0	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	19mm	nić 45 cm		36
39I10J	5/0	1 MET	1/2	Okragła	13mm	nić 75 cm		36
39I15W	4/0	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	13mm	nić 45 cm		36
39I15T	4/0	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16mm	nić 45 cm		36
39I15K	4/0	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	19mm	nić 45 cm		36
39I15F	4/0	1.5 MET	1/2	Okragła	18mm	nić 75 cm		36
39I15X	4/0	1.5 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	13mm	nić 45 cm		36
39I20AC	3/0	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16mm	nić 45 cm		36

poz. 26

poz.

28

poz. 6

poz. 7

poz. 11

poz. 8

poz. 9

poz. 10

poz. 15

poz. 17

poz. 1

Pakiet 8, poz. 1 - 4, 6 - 11, 15 - 20, 22, 23, 26, 28

Opis								
GLACTIME® Wchłaniałna plecionka, kopolimer kwasu glikolowego i mlekowego (PGLA)								
kod	USP	roz. Metryczny	krzywizna igły	rodzaj igły	długość igły	długość nici	dotkowne informacje	szt. / opak.
39I20AD	3/0	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	19mm	nić 45 cm		36
39I20K	3/0	2 MET	1/2	Okragła	18mm	nić 75 cm		36
39I20M	3/0	2 MET	1/2	Okragła	22mm	nić 75 cm		36
39I20N	3/0	2 MET	1/2	Okragła	26mm	nić 75 cm		36
39I30U	2/0	3 MET	1/2	Okragła	18mm	nić 75 cm		36
39I30J	2/0	3 MET	1/2	Okragła	22mm	nić 75 cm		36
39I30K	2/0	3 MET	1/2	Okragła	26mm	nić 75 cm		36
39I35F	0	3.5 MET	1/2	Okragła	26mm	nić 75 cm		36
IGŁA PODWÓJNA - NIĆ BEZBARWNA								
39I10G	5/0	1 MET	3/8	Okragła	13mm	nić 45 cm		36
PODWIĄZKI NA ROLCE - NIĆ FIOLETOWA								
39R10A	5/0 USP	1 MET				nić 150 cm		24
39R15A	4/0 USP	1.5 MET				nić 150 cm		24
39R15B	4/0 USP	1.5 MET				nić 250 cm		24
39R20A	3/0 USP	2 MET				nić 150 cm		24
39R20B	3/0 USP	2 MET				nić 250 cm		24
39R30A	2/0 USP	3 MET				nić 150 cm		24
39R30B	2/0 USP	3 MET				nić 250 cm		24
39R35A	0 USP	3.5 MET				nić 150 cm		24
39R35B	0 USP	3.5 MET				nić 250 cm		24
39R40A	1 USP	4 MET				nić 150 cm		24
39R40B	1 USP	4 MET				nić 250 cm		24
39R50A	2 USP	5 MET				nić 150 cm		24
39R50B	2 USP	5 MET				nić 250 cm		24
PODWIĄZKI NA ROLCE - NIĆ BEZBARWNA								
39R20C	3/0 USP	2 MET				nić 150 cm		24
39R30C	2/0 USP	3 MET				nić 150 cm		24
39R35C	0 USP	3.5 MET				nić 150 cm		24
39R40C	1 USP	4 MET				nić 150 cm		24

OPTIME®

Wchłanialna plecionka o średnim czasie wchłaniania - kwas poliglikolowy (PGA)

Doskonałe rozwiązanie - szew o średnim okresie podtrzymania tkanek w chirurgii ogólnej

DOBRE TRZYMANIE WĘZŁA I ELASTYCZNOŚĆ

Dzięki drobnej i zwartej strukturze splotu o **lepszej wytrzymałości na rozciąganie** węzła na wszystkich średnicach nici.¹

TOLERANCJA TKANKOWA

Minimalna reakcja zapalna w tkance.²



WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ POCZĄTKOWA

65% po 14 dniach od implantacji (in vivo).²

DOSKONAŁY POŚLIZG PRZY PROWADZENIU WĘZŁA

Poprawa poślizgu dzięki powłoce szwu.²

Przeznaczenie



Chirurgia przewodu pokarmowego



Chirurgia ginekologiczna



Chirurgia urologiczna



Chirurgia ortopedyczna




Chirurgia okulistyczna



Chirurgia stomatologiczna (OPTIME® Septodont)

Wytrzymałość węzła nici OPTIME® na rozciąganie, znacznie wyższa niż specyfikacje Farmakopei Europejskiej i Amerykańskiej dla wszystkich średnic.

Porównanie: Wytrzymałość na rozciąganie węzła (N) OPTIME® w porównaniu ze specyfikacjami Farmakopei EUR i USP¹



Początkowa wytrzymałość	Efektywny czas podtrzymania tkankowego	Absorpcja	Kolor nici	USP	Długość nici	Montaż	Rodzaj igieł	Krzywizna igły	Długość igły
65% po 14 dniach od implantacji	28-35 dni	60 - 90 dni	Bezbarwna lub fioletowa	od USP 6/0 do USP 2	od 45 cm do 250 cm	Z lub bez igły, pojedynczo lub podwójnie zbrojona, pętla.	Okrągła, Okrągła czarna Extrablack®, Tępa, Odwrotnie tnąca, Okrągło - tnąca.	1/2 3/8 5/8 Prosta	od 8 mm do 70 mm

1. Internal Data: NRD1908 V02 Physical and mechanical performance of OPTIME® suture, 2021
2. IFU OPTIME® NI-ET1200 V13

Pakiet 8, poz. 5, 12 - 14, 21, 24, 25, 27, 29 - 34

Opis								
OPTIME® Wchłanialna plecionka kwasu poliglikolowego (PGA)								
kod	USP	rozm. Metryczny	krzywizna igły	rodzaj igły	długość igły	długość nici	dotatkowe informacje	szt. / opak.
POJEDYNCZA IGŁA - NIĆ FIOLETOWA								
18S07A	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Okragła	13 mm	nić 75 cm		36
18S07E	6/0 USP	0.7 MET	1/2	Okragła	18 mm	nić 75 cm		36
18S07H	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	8 mm	nić 75 cm		36
18S10A	5/0 USP	1 MET	3/8	Okragła	13 mm	nić 75 cm		36
18S10B	5/0 USP	1 MET	3/8	Okragła	17 mm	nić 75 cm		36
18S10D	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	13 mm	nić 75 cm		36
18S10J	5/0 USP	1 MET	1/2	Okragła	13 mm	nić 75 cm		36
18S10C	5/0 USP	1 MET	1/2	Okragła	18 mm	nić 75 cm		36
18S10K	5/0 USP	1 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 75 cm		36
18S10F	5/0 USP	1 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	16 mm	nić 75 cm		36
18S10Q	5/0 USP	1 MET	3/8	Okragło - tnąca	13 mm	nić 75 cm		36
18S15A	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Okragła	13 mm	nić 75 cm		36
18S15B	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Okragła	17 mm	nić 75 cm		36
18S15C	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Okragła	22 mm	nić 75 cm		36
18S15G	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	13 mm	nić 75 cm		36
18S15K	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16 mm	nić 75 cm		36
18S15L	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	19 mm	nić 75 cm		36
18S15N	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	24 mm	nić 75 cm		36
18S15D	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	13 mm	nić 75 cm		36
18S15E	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	18 mm	nić 75 cm		36
18S15F	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	22 mm	nić 75 cm		36
18S15P	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 75 cm		36
18S15Q	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	16 mm	nić 75 cm		36
18S20A	3/0 USP	2 MET	3/8	Okragła	17 mm	nić 75 cm		36
18S20B	3/0 USP	2 MET	3/8	Okragła	22 mm	nić 75 cm		36
18S20C	3/0 USP	2 MET	3/8	Okragła	32 mm	nić 75 cm		36
18S20H	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16 mm	nić 75 cm		36
18S20J	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	19 mm	nić 75 cm		36
18S20K	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	24 mm	nić 75 cm		36
18S20AA	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
18S20AB	3/0 USP	2 MET	3/8	Okragło - tnąca	18 mm	nić 75 cm		36
18S20AM	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragło - tnąca	18 mm	nić 90 cm		36
18S20AR	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	22 mm	nić 90 cm		36
18S20D	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	18 mm	nić 75 cm		36
18S20E	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	22 mm	nić 75 cm		36
18S20F	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 75 cm		36
18S20G	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	30 mm	nić 75 cm		36
18S20P	3/0 USP	2 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	60 mm	nić 75 cm		36
18S20R	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	36 mm	nić 75 cm		36
18S20V	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragło - tnąca	20 mm	nić 75 cm		36
18S20W	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragło - tnąca	26 mm	nić 75 cm		36
18S20L	3/0 USP	2 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	23 mm	nić 75 cm		36
18S20AC	3/0 USP	2 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
18S20M	3/0 USP	2 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	36 mm	nić 75 cm		36
18S20Y	3/0 USP	2 MET	5/8	Okragła	27 mm	nić 75 cm		36
18S20N	3/0 USP	2 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	50 mm	nić 75 cm		36
18S30AC	2/0 USP	3 MET	3/8	Okragła	20 mm	nić 75 cm		36
18S30A	2/0 USP	3 MET	3/8	Okragła	26 mm	nić 75 cm		36
18S30B	2/0 USP	3 MET	3/8	Okragła	32 mm	nić 75 cm		36
18S30J	2/0 USP	3 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	24 mm	nić 75 cm		36
18S30K	2/0 USP	3 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
18G30W	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	13 mm	nić 75 cm	igła wzmocniona	36
18S30C	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	18 mm	nić 75 cm		36
18S30D	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	22 mm	nić 75 cm		36
18S30E	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 75 cm		36
18S30F	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	30 mm	nić 75 cm		36
18S30AQ	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	30 mm	nić 90 cm		36
18S30AW	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragło - tnąca	48 mm	nić 90 cm		36
18S30G	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	36 mm	nić 75 cm		36
18G30H	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	40 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36

Pakiet 8, poz. 5, 12 - 14, 21, 24, 25, 27, 29 - 34

Opis								
OPTIME® Wchłanialna plecionka kwasu poliglikolowego (PGA)								
kod	USP	roz. Metryczny	krzywizna igły	rodzaj igły	długość igły	długość nici	dotatkowe informacje	szt. / opak.
18S30AH	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	48 mm	nić 90 cm		36
18S30AV	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	65 mm	nić 90 cm		36
18S30T	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragło - tnąca	18 mm	nić 75 cm		36
18S30Z	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragło - tnąca	26 mm	nić 75 cm		36
18S30AD	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragło - tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
18S30U	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragło - tnąca	36 mm	nić 90 cm		36
18S30L	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	23 mm	nić 75 cm		36
18S30M	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	26 mm	nić 75 cm		36
18S30N	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
18S30P	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	36 mm	nić 90 cm		36
18S30R	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	40 mm	nić 90 cm		36
18S30AL	2/0 USP	3 MET	1/2	Tępa	35 mm	nić 90 cm		36
18S30AE	2/0 USP	3 MET	5/8	Okragła	27 mm	nić 75 cm		36
18S30S	2/0 USP	3 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	50 mm	nić 75 cm		36
18S30WA	2/0 USP	3 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	60 mm	nić 75 cm		36
18S35A	0 USP	3.5 MET	3/8	Okragła	32 mm	nić 75 cm		36
18S35AE	0 USP	3.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	22 mm	nić 75 cm		36
18S35K	0 USP	3.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
18G35B	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła	13 mm	nić 75 cm	igła wzmocniona	36
18S35AG	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła	22 mm	nić 75 cm		36
18S35AV	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 90 cm		36
18S35C	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 75 cm		36
18S35D	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła	30 mm	nić 75 cm		36
18S35E	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła	36 mm	nić 75 cm		36
18S35F	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła	40 mm	nić 90 cm		36
18S35G	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła	48 mm	nić 90 cm		36
18S35S	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragło - tnąca	18 mm	nić 75 cm		36
18S35T	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragło - tnąca	36 mm	nić 90 cm		36
18G35AF	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragło - tnąca	40 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
18S35L	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	26 mm	nić 75 cm		36
18S35M	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
18S35N	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	36 mm	nić 90 cm		36
18S35P	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	40 mm	nić 90 cm		36
18S35V	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	48 mm	nić 90 cm		36
18S35AC	0 USP	3.5 MET	1/2	Tępa	40 mm	nić 90 cm		36
18S35H	0 USP	3.5 MET	5/8	Okragła	27 mm	nić 75 cm		36
18S35J	0 USP	3.5 MET	5/8	Okragła	40 mm	nić 75 cm		36
18S35R	0 USP	3.5 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	50 mm	nić 75 cm		36
18S40A	1 USP	4 MET	3/8	Okragła	32 mm	nić 75 cm		36
18S40AF	1 USP	4 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	36 mm	nić 75 cm		36
18G40B	1 USP	4 MET	1/2	Okragła	22 mm	nić 75 cm	igła wzmocniona	36
18G40C	1 USP	4 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
18S40D	1 USP	4 MET	1/2	Okragła	30 mm	nić 75 cm		36
18G40D	1 USP	4 MET	1/2	Okragła	30 mm	nić 75 cm	igła wzmocniona	36
18S40E	1 USP	4 MET	1/2	Okragła	36 mm	nić 75 cm		36
18S40AD	1 USP	4 MET	1/2	Okragła	36 mm	nić 90 cm		36
18S40F	1 USP	4 MET	1/2	Okragła	40 mm	nić 90 cm		36
18G40F	1 USP	4 MET	1/2	Okragła	40 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
18S40G	1 USP	4 MET	1/2	Okragła	48 mm	nić 90 cm		36
18S40T	1 USP	4 MET	1/2	Okragła	70 mm	nić 75 cm		36
18S40U	1 USP	4 MET	1/2	Okragło - tnąca	18 mm	nić 75 cm		36
18S40V	1 USP	4 MET	1/2	Okragło - tnąca	22 mm	nić 75 cm		36
18S40AC	1 USP	4 MET	1/2	Okragło - tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
18S40P	1 USP	4 MET	1/2	Okragło - tnąca	36 mm	nić 90 cm		36
18S40R	1 USP	4 MET	1/2	Okragło - tnąca	40 mm	nić 90 cm		36
18S40AB	1 USP	4 MET	1/2	Okragło - tnąca	40 mm	nić 150 cm	pętla	36
18S40W	1 USP	4 MET	1/2	Okragło - tnąca	48 mm	nić 90 cm		36
18S40X	1 USP	4 MET	1/2	Okragło - tnąca	48 mm	nić 150 cm	pętla	36
18S40H	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	26 mm	nić 75 cm		36
18S40J	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
18S40AT	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 90 cm		36

poz. 5

poz. 24

poz. 25

poz. 27

poz. 12

Pakiet 8, poz. 5, 12 - 14, 21, 24, 25, 27, 29 - 34

Opis								
OPTIME® Wchłanialna plecionka kwasu poliglikolowego (PGA)								
kod	USP	roz. Metryczny	krzywizna igły	rodzaj igły	długość igły	długość nici	dotk. informacje	szt. / opak.
18S40K	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	36 mm	nić 90 cm		36
18S40L	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	40 mm	nić 90 cm		36
18G40L	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	40 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
18S40M	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	48 mm	nić 90 cm		36
18G40Z	1 USP	4 MET	1/2	Tępa	45 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
18S40S	1 USP	4 MET	5/8	Okragła	27 mm	nić 75 cm		36
18G50A	2 USP	5 MET	1/2	Okragła	22 mm	nić 75 cm	igła wzmocniona	36
18G50B	2 USP	5 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
18S50P	2 USP	5 MET	1/2	Okragła	36 mm	nić 90 cm		36
18S50C	2 USP	5 MET	1/2	Okragła	40 mm	nić 90 cm		36
18S50D	2 USP	5 MET	1/2	Okragła	48 mm	nić 90 cm		36
18S50H	2 USP	5 MET	1/2	Okragło - tnąca	36 mm	nić 90 cm		36
18S50J	2 USP	5 MET	1/2	Okragło - tnąca	48 mm	nić 90 cm		36
18S50L	2 USP	5 MET	1/2	Okragło - tnąca	48 mm	nić 150 cm	pętla	36
18G50T	2 USP	5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	22 mm	nić 75 cm	igła wzmocniona	36
18S50AC	2 USP	5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	26 mm	nić 90 cm		36
18S50E	2 USP	5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	36 mm	nić 90 cm		36
18S50F	2 USP	5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	40 mm	nić 90 cm		36
18S50G	2 USP	5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	48 mm	nić 90 cm		36
18G50M	2 USP	5 MET	1/2	Tępa	45 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
POJEDYNCZA IGŁA - NIĆ BEZBARWNA								
18I07D	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	10 mm	nić 45 cm		36
18I10E	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	13 mm	nić 45 cm		36
18I10F	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16 mm	nić 45 cm		36
18I10G	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	19 mm	nić 45 cm		36
18I10H	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	19 mm	nić 75 cm		36
18I10J	5/0 USP	1 MET	1/2	Okragła	13 mm	nić 75 cm		36
18I15H	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	13 mm	nić 45 cm		36
18I15J	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16 mm	nić 45 cm		36
18I15R	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	19 mm	nić 45 cm		36
18I15L	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	19 mm	nić 75 cm		36
18I15E	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	18 mm	nić 75 cm		36
18I15S	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragło - tnąca	18 mm	nić 75 cm		36
18I20U	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	19 mm	nić 45 cm		36
18I20J	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	19 mm	nić 75 cm		36
18I20K	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	24 mm	nić 75 cm		36
18I20AF	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	26 mm	nić 75 cm		36
18I20AA	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
18I20L	3/0 USP	2 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	23 mm	nić 75 cm		36
18I20M	3/0 USP	2 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	36 mm	nić 90 cm		36
18I20E	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	22 mm	nić 75 cm		36
18I20F	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 75 cm		36
18I20N	3/0 USP	2 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	50 mm	nić 75 cm		36
18I20P	3/0 USP	2 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	60 mm	nić 75 cm		36
18I30B	2/0 USP	3 MET	3/8	Okragła	32 mm	nić 75 cm		36
18I30AM	2/0 USP	3 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	19 mm	nić 75 cm		36
18I30J	2/0 USP	3 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	24 mm	nić 75 cm		36
18I30K	2/0 USP	3 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
18I30U	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragło - tnąca	36 mm	nić 90 cm		36
18I30L	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	23 mm	nić 75 cm		36
18I30P	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	36 mm	nić 90 cm		36
18I30E	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 75 cm		36
18I30S	2/0 USP	3 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	50 mm	nić 75 cm		36
18I30WA	2/0 USP	3 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	60 mm	nić 75 cm		36
18I35K	0 USP	3.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
18I35T	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragło - tnąca	36 mm	nić 90 cm		36
18I35AD	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	23 mm	nić 75 cm		36
18I35L	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	26 mm	nić 75 cm		36
18I35AB	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 90 cm		36
18I35N	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	36 mm	nić 90 cm		36
18I35V	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	48 mm	nić 90 cm		36

poz. 13

poz. 14

Pakiet 8, poz. 5, 12 - 14, 21, 24, 25, 27, 29 - 34

Opis								
OPTIME® Wchłaniałna plecionka kwasu poliglikolowego (PGA)								
kod	USP	roz. Metryczny	krzywizna igły	rodzaj igły	długość igły	długość nici	dotkowne informacje	szt. / opak.
18140V	1 USP	4 MET	1/2	Okragło - tnąca	22 mm	nić 75 cm		36
18140N	1 USP	4 MET	1/2	Okragło - tnąca	26 mm	nić 75 cm		36
18140P	1 USP	4 MET	1/2	Okragło - tnąca	36 mm	nić 90 cm		36
18140K	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	36 mm	nić 90 cm		36
18140M	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	48 mm	nić 90 cm		36
18150E	2 USP	5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	36 mm	nić 90 cm		36
18150N	2 USP	5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	40 mm	nić 75 cm		36
18150G	2 USP	5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	48 mm	nić 90 cm		36
CZARNA, POJEDYNCZA IGŁA - NIĆ FIOLETOWA								
18N10C	5/0 USP	1 MET	1/2	Okragła	18 mm	nić 75 cm		36
18N15B	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Okragła	17 mm	nić 75 cm		36
18N15C	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Okragła	22 mm	nić 75 cm		36
18N15E	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	18 mm	nić 75 cm		36
18N15F	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	22 mm	nić 75 cm		36
18N15P	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 75 cm		36
18N20A	3/0 USP	2 MET	3/8	Okragła	17 mm	nić 75 cm		36
18N20B	3/0 USP	2 MET	3/8	Okragła	22 mm	nić 75 cm		36
18N20D	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	18 mm	nić 75 cm		36
18N20E	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	22 mm	nić 75 cm		36
18N20F	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 75 cm		36
18N20R	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	36 mm	nić 75 cm		36
18N30A	2/0 USP	3 MET	3/8	Okragła	26 mm	nić 75 cm		36
18N30B	2/0 USP	3 MET	3/8	Okragła	32 mm	nić 75 cm		36
18N30D	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	22 mm	nić 75 cm		36
18N30E	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 75 cm		36
18N30F	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	30 mm	nić 75 cm		36
18N30G	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	36 mm	nić 75 cm		36
IGŁA PODWÓJNA - NIĆ FIOLETOWA								
18S20Z	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	22 mm	nić 90 cm		36
18S20Q	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 90 cm		36
18S20AP	3/0 USP	2 MET	3/8	Okragła	17 mm	nić 75 cm		36
18S30W	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 90 cm		36
18S35X	0 USP	3.5 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	50 mm	nić 75 cm		36
18S40AA	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	48 mm	nić 90 cm		36
IGŁA PODWÓJNA - NIĆ BEZBARWNA								
18I07G	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Okragła	13 mm	nić 45 cm		36
PODWIĄZKI NA ROLCE - NIĆ FIOLETOWA								
18R10B	5/0 USP	1 MET				nić 150 cm		24
18R15A	4/0 USP	1.5 MET				nić 250 cm		24
18R15B	4/0 USP	1.5 MET				nić 150 cm		24
18R20A	3/0 USP	2 MET				nić 250 cm		24
18R20B	3/0 USP	2 MET				nić 150 cm		24
18R30A	2/0 USP	3 MET				nić 250 cm		24
18R30B	2/0 USP	3 MET				nić 150 cm		24
18R35A	0 USP	3.5 MET				nić 250 cm		24
18R35B	0 USP	3.5 MET				nić 150 cm		24
18R40B	1 USP	4 MET				nić 150 cm		24
18R40A	1 USP	4 MET				nić 250 cm		24
18R50A	2 USP	5 MET				nić 250 cm		24
18R50B	2 USP	5 MET				nić 150 cm		24
PODWIĄZKI NA ROLCE - NIĆ BEZBARWNA								
18RI20A	3/0 USP	2 MET				nić 250 cm		24
18RI30A	2/0 USP	3 MET				nić 250 cm		24
18RI35A	0 USP	3.5 MET				nić 250 cm		24
18RI40A	1 USP	4 MET				nić 250 cm		24
CIĘTE PODWIĄZKI								
18B15A	4/0 USP	1.5 MET				nici 5 x 70 cm		36
18B20A	3/0 USP	2 MET				nici 5 x 70 cm		36
18B30A	2/0 USP	3 MET				nici 5 x 70 cm		36
18B35A	0 USP	3.5 MET				nici 5 x 70 cm		36

Pakiet 8, poz. 5, 12 - 14, 21, 24, 25, 27, 29 - 34

Opis								
OPTIME® Wchłanialna plecionka kwasu poliglikolowego (PGA)								
kod	USP	rozm. Metryczny	krzywizna igły	rodzaj igły	długość igły	długość nici	dodatkowe informacje	szt. / opak.
18B40A	1 USP	4 MET				nici 5 x 70 cm		36
18B50A	2 USP	5 MET				nici 5 x 70 cm		36
18B10D	5/0 USP	1 MET				nici 2 x 70 cm		36
18B15D	4/0 USP	1.5 MET				nici 2 x 70 cm		36
18B20D	3/0 USP	2 MET				nici 2 x 70 cm		36
18B30D	2/0 USP	3 MET				nici 2 x 70 cm		36
18B35D	0 USP	3.5 MET				nici 2 x 70 cm		36
18B40D	1 USP	4 MET				nici 2 x 70 cm		36
18B50D	2 USP	5 MET				nici 2 x 70 cm		36
18B15B	4/0 USP	1.5 MET				nici 6 x 45 cm		36
18B20B	3/0 USP	2 MET				nici 6 x 45 cm		36
18B30B	2/0 USP	3 MET				nici 6 x 45 cm		36
18B35B	0 USP	3.5 MET				nici 6 x 45 cm		36
18B40B	1 USP	4 MET				nici 6 x 45 cm		36
18B50B	2 USP	5 MET				nici 6 x 45 cm		36
18B15C	4/0 USP	1.5 MET				nici 3 x 45 cm		36
18B20C	3/0 USP	2 MET				nici 3 x 45 cm		36
18B30C	2/0 USP	1.5 MET				nici 3 x 45 cm		36
18B35C	0 USP	3.5 MET				nici 3 x 45 cm		36
18B40C	1 USP	4 MET				nici 3 x 45 cm		36
18B50C	2 USP	5 MET				nici 3 x 45 cm		36

poz. 30
poz. 31
poz. 32
poz. 33
poz. 34

poz. 29

Pakiet 1

ADVANTIME®

Monofilament o średnim czasie wchłaniania - Poliglekapron 25 (PGA-CL)

Doskonałe rozwiązanie - szew o średnim okresie podtrzymania tkanek w chirurgii ogólnej



MNIEJSZY URAZ TKANKI & LEPSZY POŚLIZG

Lepszy poślizg dzięki monofilamentowej strukturze, przy jednoczesnym zmniejszeniu wzrostów pooperacyjnych i tworzenia ziarninaków.³

DOBRE UTRZYMANIE WĘZŁA

Wytrzymałość na rozciąganie węzła ADVANTIME® jest **znacznie wyższa** niż specyfikacje Farmakopei Europejskiej i Amerykańskiej

DOBRA TOLERANCJA TKANKI


Minimalna reakcja zapalna w tkance.²

Przeznaczenie



Zachowują in vivo 55% pierwotnej wytrzymałości po 7 dniach od implantacji.

Procent wytrzymałości resztkowej (%) w czasie na wszystkich średnicach ADVANTIME®⁴



Początkowa wytrzymałość	Efektywny czas podtrzymania tkankowego	Absorpcja	Kolor nici	USP	Długość nici	Montaż	Rodzaj igieł	Krzywizna igły	Długość igły
55% po 7 dniach od implantacji	21-28 dni	90-120 dni	Bezbarwna lub fioletowa	od USP 6/0 do USP 1	od 45 cm do 110 cm	Pojedynczo lub podwójnie zbrojona	Okrągła, Odwrotnie tnąca, Okrągło-tnąca, Odwrotnie tnąca kosmetyczna Extracut®	1/2, 3/8, 5/8, Prosta	od 10mm do 60mm

1. Internal Data: NRD1921 Physical and mechanical performance of ADVANTIME® suture, 2021
 2. IFU ADVANTIME® NI-ET1217 V10
 3. MAURER Jean-Noël, Thesis: Evaluation of the Sutures use for surgical ligation in CHRU Nancy, p.24, 2004
 4. Internal data: R&D Test Report RDE-1853, In vitro and in vivo resorption profiles on ADVANTIME®, 2021

Pakiet 1

Opis								
ADVANTIME® Monofilament wchłaniający, poliglecaprone 25 (PGA-CL)								
kod	USP	rozmiar Metryczny	krzywizna igły	rodzaj igły	długość igły	długość nici	dotychczasowe informacje	szt. / opak.
POJEDYNCZA IGŁA - FIOLETOWA NIĆ								
15S07A	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Okragła	13 mm	nić 70 cm		36
15S07B	6/0 USP	0.7 MET	1/2	Okragła	13 mm	nić 70 cm		36
15S10N	5/0 USP	1 MET	3/8	Okragła - tnąca	18 mm	nić 70 cm		36
15S10C	5/0 USP	1 MET	1/2	Okragła	13 mm	nić 70 cm		36
15S10D	5/0 USP	1 MET	1/2	Okragła	18 mm	nić 70 cm		36
15S15L	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Okragła	22 mm	nić 70 cm		36
15S15A	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	13 mm	nić 70 cm		36
15S15B	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	18 mm	nić 70 cm		36
15S15M	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	22 mm	nić 70 cm		36
15S15C	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 70 cm		36
15D15T	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	19 mm	nić 70 cm		36
15S20A	3/0 USP	2 MET	3/8	Okragła	22 mm	nić 70 cm		36
15S20J	3/0 USP	2 MET	3/8	Okragła	26 mm	nić 70 cm		36
15S20K	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	18 mm	nić 70 cm		36
15S20L	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	22 mm	nić 70 cm		36
15S20S	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	22 mm	nić 90 cm		36
15S20B	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 70 cm		36
15S20M	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	30 mm	nić 70 cm		36
15S20C	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	36 mm	nić 70 cm		36
15D20W	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	24 mm	nić 70 cm		36
15S30L	2/0 USP	3 MET	3/8	Okragła	26 mm	nić 70 cm		36
15S30A	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	22 mm	nić 70 cm		36
15S30AC	2/0 USP	3 MET	5/8	Okragła	26 mm	nić 70 cm		36
15S30R	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	24 mm	nić 110 cm		36
15S30N	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 70 cm		36
15S30P	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	30 mm	nić 70 cm		36
15S30C	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	36 mm	nić 70 cm		36
15S30K	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła - tnąca	36 mm	nić 90 cm		36
15D30AA	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	30 mm	nić 70 cm		36
15D30AD	2/0 USP	3 MET	3/8	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	30 mm	nić 70 cm		36
15S35A	0 USP	3.5 MET	3/8	Okragła	32 mm	nić 70 cm		36
15S35L	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła	24 mm	nić 110 cm		36
15S35B	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła	30 mm	nić 70 cm		36
15S35E	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła	36 mm	nić 70 cm		36
15S35F	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła	40 mm	nić 90 cm		36
15S35D	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła - tnąca	36 mm	nić 90 cm		36
15S35J	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	48 mm	nić 90 cm		36
15S35N	0 USP	3.5 MET	5/8	Okragła	27 mm	nić 75 cm		36
15D35Q	0 USP	3.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	36 mm	nić 70 cm		36
15S40A	1 USP	4 MET	1/2	Okragła	40 mm	nić 90 cm		36
15S40E	1 USP	4 MET	1/2	Okragła	48 mm	nić 90 cm		36
15S40C	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	48 mm	nić 90 cm		36
POJEDYNCZA IGŁA - NIĆ BEZBARWNA								
15D07C	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	10 mm	nić 45 cm		36
15D07D	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	13 mm	nić 70 cm		36
15D10E	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	10 mm	nić 45 cm		36
15D10F	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	13 mm	nić 45 cm		36
15D10G	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	13 mm	nić 70 cm		36
15D10H	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	16 mm	nić 45 cm		36
15D10Q	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	16 mm	nić 70 cm		36
15D10J	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	19 mm	nić 45 cm		36
15D10K	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	19 mm	nić 70 cm		36
15D15D	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	13 mm	nić 45 cm		36
15D15E	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	16 mm	nić 45 cm		36
15D15F	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	16 mm	nić 70 cm		36
15D15G	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	19 mm	nić 45 cm		36
15D15H	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	19 mm	nić 70 cm		36
15D15N	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	24 mm	nić 45 cm		36
15D15J	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	16 mm	nić 70 cm		36
15D20D	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	16 mm	nić 70 cm		36
15D20E	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	19 mm	nić 70 cm		36
15D20F	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	24 mm	nić 70 cm		36
15D20G	3/0 USP	2 MET	1/2	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	23 mm	nić 70 cm		36
15D20H	3/0 USP	2 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	50 mm	nić 70 cm		36
15D20R	3/0 USP	2 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	60 mm	nić 70 cm		36

poz. 1

poz. 2

poz. 3

Pakiet 1

Opis								
ADVANTIME® Monofilament wchłaniający, poliglecaprone 25 (PGA-CL)								
kod	USP	ozm. Metryczn	krzywizna igły	rodzaj igły	długość igły	długość nici	dotk. informacje	szt. / opak.
15D30D	2/0 USP	3 MET	3/8	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	24 mm	nić 70 cm		36
15D30E	2/0 USP	3 MET	3/8	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	30 mm	nić 70 cm		36
15D30F	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	23 mm	nić 70 cm		36
15D30G	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	26 mm	nić 70 cm		36
15D30Q	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	30 mm	nić 70 cm		36
15D30H	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	36 mm	nić 70 cm		36
15D30J	2/0 USP	3 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	50 mm	nić 70 cm		36
15I15G	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	19 mm	nić 45 cm		36
15I35K	0 USP	3.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 70 cm		36
15I35C	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	36 mm	nić 70 cm		36
15I35H	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	40 mm	nić 90 cm		36
15D35G	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca kosmetyczna	30 mm	nić 70 cm		36
15I40B	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	40 mm	nić 90 cm		36
IGŁA PODWÓJNA - NIĆ FIOLETOWA								
15S10B	5/0 USP	1 MET	3/8	Okrągła	16 mm	nić 90 cm		36
15S15K	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Okrągła	16 mm	nić 90 cm		36
15S30B	2/0 USP	3 MET	1/2	Okrągła	22 mm	nić 90 cm		36
15S30X	2/0 USP	3 MET	1/2	Okrągła	26 mm	nić 90 cm		36

Pakiet 5

MONOTIME®

Monofilament o długim czasie wchłaniania - Polidiodksanon (PDO)

Doskonałe rozwiązanie - szew o długim okresie podtrzymania tkanek (do 6 tygodni).

DOBRE UTRZYMANIE WĘZŁA

Wytrzymałość na rozciąganie węzła jest znacznie wyższa niż specyfikacje Farmakopei Europejskiej i Amerykańskiej.¹

DOBRA TOLERANCJA TKANKI

Minimalna reakcja zapalna w tkance.²



WYSOKA, DŁUGOTERMINOWA WYTRZYMAŁOŚĆ

Podtrzymanie do 6 tygodni w przypadku tkanek o powolnym lub opóźnionym gojeniu.²

JEDNORODNA POWOLNA ABSORPCJA

Jednorodna i regularna kinetyka absorpcji od USP 7/0 do USP 2.¹

Przeznaczenie



Chirurgia ogólna

w przypadku gdy wymagane jest długoterminowe wsparcie (do sześciu tygodni)



Chirurgia **dziecięca** (chirurgia sercowo-naczyniowa i naczyniowa)




Chirurgia przewodu pokarmowego

Podobny profil resorpcji in vivo między MONOTIME® i PDS™ II (Ethicon)

Zachowane jest 75% pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie MONOTIME® 14 dni po implantacji.

Porównanie zachowania wytrzymałości na rozciąganie (%) pomiędzy MONOTIME® i PDS™ II³



Początkowa wytrzymałość	Efektywny czas podtrzymania tkankowego	Absorpcja	Kolor nici	USP	Długość nici	Montaż	Rodzaj igieł	Krzywizna igły	Długość igły
75% po 14 dniach od implantacji	60 dni	180-210 dni	Fioletowe	od USP 7/0 do USP 2	od 30 cm do 150 cm	Pojedynczo lub podwójnie uzbrojona, oraz pętle	Okrągła, Okrągła czarna Extrablack®, Odwrotnie tnąca, Okrągło - tnąca	1/2 3/8 Prosta	od 6,5 mm do 60 mm

1. Internal Data: NRD1922 V01 Physical and mechanical performance of MONOTIME® suture, 2020

2. IFU MONOTIME® NI-ET1210 V09

3. Internal data: R&D Test Report RDE-1854 Rev01, In vitro and in vivo resorption profiles on MONOTIME®, 2021

Pakiet 5

Opis								
MONOTIME® Monofilament o długim okresie wchłaniania, polidoksanon (PDO)								
kod	USP	rozmiar Metryczny	krzywizna igły	rodzaj igły	długość igły	długość nici	dotk. informacje	szt. / opak.
POJEDYNCZA IGŁA - NIĆ FIOLETOWA								
14S05A	7/0 USP	0.5 MET	3/8	Okragła	9 mm	nić 70 cm		36
14S07A	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Okragła	13 mm	nić 70 cm		36
14S07E	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Okragła - tnąca	13 mm	nić 70 cm		36
14S07C	6/0 USP	0.7 MET	1/2	Okragła	13 mm	nić 70 cm		36
14S07B	6/0 USP	0.7 MET	1/2	Okragła	18 mm	nić 70 cm		36
14S10A	5/0 USP	1 MET	3/8	Okragła	13 mm	nić 70 cm		36
14S10C	5/0 USP	1 MET	3/8	Okragła	18 mm	nić 70 cm		36
14S10E	5/0 USP	1 MET	3/8	Okragła - tnąca	13 mm	nić 70 cm		36
14S10J	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16 mm	nić 30 cm	pętla	36
14S10N	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	19 mm	nić 70 cm		36
14S10B	5/0 USP	1 MET	1/2	Okragła	18 mm	nić 70 cm		36
14S15F	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Okragła	18 mm	nić 70 cm		36
14S15T	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16 mm	nić 70 cm		36
14S15C	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	19 mm	nić 30 cm	pętla	36
14S15L	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	19 mm	nić 70 cm		36
14S15Y	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	24 mm	nić 70 cm		36
14S15X	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	13 mm	nić 70 cm		36
14S15D	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	18 mm	nić 70 cm		36
14S15A	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	20 mm	nić 70 cm		36
14S15K	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 70 cm		36
14S15M	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	18 mm	nić 70 cm		36
14S15N	4/0 USP	1.5 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	60 mm	nić 70 cm		36
14S20F	3/0 USP	2 MET	3/8	Okragła	18 mm	nić 70 cm		36
14S20C	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	19 mm	nić 70 cm		36
14S20D	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	24 mm	nić 70 cm		36
14S20G	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	18 mm	nić 70 cm		36
14S20H	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	20 mm	nić 70 cm		36
14S20J	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	22 mm	nić 70 cm		36
14S20B	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 70 cm		36
14S20K	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	30 mm	nić 70 cm		36
14S20L	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	36 mm	nić 70 cm		36
14S20M	3/0 USP	2 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	23 mm	nić 70 cm		36
14S20N	3/0 USP	2 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	26 mm	nić 70 cm		36
14S20P	3/0 USP	2 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	60 mm	nić 70 cm		36
14S30C	2/0 USP	3 MET	3/8	Okragła	26 mm	nić 70 cm		36
14S30A	2/0 USP	3 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	24 mm	nić 70 cm		36
14S30D	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 70 cm		36
14S30E	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	30 mm	nić 70 cm		36
14S30F	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	36 mm	nić 70 cm		36
14S30G	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	23 mm	nić 70 cm		36
14S30H	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	26 mm	nić 70 cm		36
14S30J	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 70 cm		36
14S30K	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	36 mm	nić 70 cm		36
14S30L	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	40 mm	nić 90 cm		36
14S35F	0 USP	3.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 70 cm		36
14S35B	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 70 cm		36
14S35C	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła	30 mm	nić 70 cm		36
14S35D	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła	36 mm	nić 70 cm		36
14S35E	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła	40 mm	nić 70 cm		36
14S35L	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła	40 mm	nić 150 cm	pętla	36
14S35M	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła - tnąca	40 mm	nić 150 cm	pętla	36
14S35K	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła - tnąca	48 mm	nić 150 cm	pętla	36
14S35G	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 70 cm		36
14S35A	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	36 mm	nić 70 cm		36
14S35H	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	40 mm	nić 90 cm		36
14S35J	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	48 mm	nić 90 cm		36
14S40A	1 USP	4 MET	1/2	Okragła	36 mm	nić 70 cm		36
14S40B	1 USP	4 MET	1/2	Okragła	40 mm	nić 70 cm		36
14S40G	1 USP	4 MET	1/2	Okragła	40 mm	nić 150 cm	pętla	36
14S40C	1 USP	4 MET	1/2	Okragła	48 mm	nić 90 cm		36
14S40J	1 USP	4 MET	1/2	Okragła - tnąca	40 mm	nić 150 cm	pętla	36

poz. 1

poz. 2

poz. 4

poz. 5

poz. 6

poz. 9

Pakiet 5

Opis								
MONOTIME® Monofilament o długim okresie wchłaniania, polidoksanon (PDO)								
kod	USP	roz. Metryczny	krzywizna igły	rodzaj igły	długość igły	długość nici	dotatkowe informacje	szt. / opak.
14S40H	1 USP	4 MET	1/2	Okragło - tnąca	48 mm	nić 150 cm	petla	36
14S40D	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	36 mm	nić 70 cm		36
14S40E	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	40 mm	nić 90 cm		36
14S40F	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	48 mm	nić 90 cm		36
14S50A	2 USP	5 MET	1/2	Okragła	40 mm	nić 90 cm		36
POJEDYNCZA, CZARNA IGŁA - EXTRABLACK® - NIĆ FIOLETOWA								
14N10C	5/0 USP	1 MET	3/8	Okragła	18 mm	nić 70 cm		36
14N15K	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 70 cm		36
14N15U	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	22 mm	nić 70 cm		36
14N20B	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 70 cm		36
IGŁA PODWÓJNA - NIĆ FIOLETOWA								
14S05B	7/0 USP	0.5 MET	3/8	Okragła	9 mm	nić 70 cm		36
14S05C	7/0 USP	0.5 MET	3/8	Okragło - tnąca	9 mm	nić 70 cm		36
14S05E	7/0 USP	0.5 MET	1/2	Okragła	6.5 mm	nić 70 cm		36
14S05F	7/0 USP	0.5 MET	1/2	Okragła	9 mm	nić 70 cm		36
14S07G	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Okragła	13 mm	nić 70 cm		36
14S07F	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Okragło - tnąca	9 mm	nić 70 cm		36
14S07D	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Okragło - tnąca	13 mm	nić 70 cm		36
14S07M	6/0 USP	0.7 MET	1/2	Okragło - tnąca	11 mm	nić 70 cm		36
14S07N	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Okragła	11 mm	nić 70 cm		36
14S10R	5/0 USP	1 MET	1/2	Okragło - tnąca	13 mm	nić 70 cm		36
14S10G	5/0 USP	1 MET	3/8	Okragła	13 mm	nić 70 cm		36
14S10F	5/0 USP	1 MET	3/8	Okragła	18 mm	nić 70 cm		36
14S10D	5/0 USP	1 MET	3/8	Okragło - tnąca	13 mm	nić 70 cm		36
14S10H	5/0 USP	1 MET	1/2	Okragła	18 mm	nić 70 cm		36
14S10S	5/0 USP	1 MET	1/2	Okragło - tnąca	10 mm	nić 70 cm		36
14S10T	5/0 USP	1 MET	3/8	Okragła	11 mm	nić 70 cm		36
14S15G	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Okragła	18 mm	nić 70 cm		36
14S15J	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	18 mm	nić 70 cm		36
14S15E	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 90 cm		36
14S15AA	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 110 cm		36
14S20A	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	22 mm	nić 70 cm		36
14S20E	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 90 cm		36
14S20R	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 110 cm		36
14S30B	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 90 cm		36
14S35N	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła	30 mm	nić 90 cm		36
IGŁA CZARNA, PODWÓJNA - EXTRABLACK® - NIĆ FIOLETOWA								
14N07K	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Okragła	9 mm	nić 70 cm		36
14N07G	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Okragła	13 mm	nić 70 cm		36
14N10F	5/0 USP	1 MET	3/8	Okragła	18 mm	nić 70 cm		36
14N10G	5/0 USP	1 MET	3/8	Okragła	13 mm	nić 70 cm		36
14N15B	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	22 mm	nić 70 cm		36
14N15G	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Okragła	18 mm	nić 70 cm		36
14N15E	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 90 cm		36


poz. 8

poz. 3

FILAPEAU®

Monofilament niewchłaniaalny, poliamid

Szew skórny



MONOFILAMENT BARWIONY LUB NIEBARWIONY, POLIAMID

- Bardzo **miękki**
- Odporny na zerwanie
- Gładki pasaż przez tkankę
- Elastyczny
- Umożliwia **łatwe sprowadzenie** węzła
- **Niska pamięć kształtu**

Przeznaczenie



Chirurgia
ogólna

zbliżanie brzegów skóry



Chirurgia
plastyczna

Szwy Filapeau

Gama produktu			Opakowanie		Nić			Igła				
Rodzaj	Kod	skład	Szt./opak.	podrodzina	Ilość/sasz.	Średnica nici (USP)	Długość nici (cm)	Ilość igieł	Długość igły (mm)	Krzywizna	Rodzaj igły	Kolor igły
Filapeau	87...	Monofilament z poliamidu 6 (barwiona na niebiesko lub bezbarwna)	36	Onepak (karta podtrzymująca)	1	od 7/0 do 2	od 40 do 90	1 lub 2	od 11 do 65	1/2 3/8 prosta	Okrągła (R) Odwrotnie tnąca (T / KT) Extra tnąca (XT)	srebrna
			24	Filpak (szpulka)	1	od 4/0 do 2	250	brak	N/D	N/D	N/D	N/D
			24	Saszetka ciętych podwiązek	6	od 3/0 do 3	240 (6 x 40)	brak	N/D	N/D	N/D	N/D

Pakiet 2, poz. 3 - 12

Opis								
FILAPEAU® NIEWCHŁANIAJĄCY. MONOFILAMENTOWY POLIAMID								
kod	USP	rozmiar. Metryczny	krzywizna igły	rodzaj igły	długość igły	długość nici	dotychczasowe informacje	szt. / opak.
POJEDYNCZA IGŁA - NIĆ GRANATOWA								
87010F	7/0 USP	0.5 MET	1/2	Odwrotnie tętnąca	13 mm	nić 90 cm		36
87010	7/0 USP	0.5 MET	1/2	Odwrotnie tętnąca	13 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
87014	7/0 USP	0.5 MET	1/2	Odwrotnie tętnąca kosmetyczna	11 mm	nić 45 cm		36
87000F	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	12 mm	nić 90 cm		36
87000	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	12 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
87002F	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	16 mm	nić 90 cm		36
87002	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	16 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
87026	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Okrągła	13 mm	nić 75 cm		36
87004F	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	12 mm	nić 90 cm		36
87004	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	12 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
87019F	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	16 mm	nić 45 cm		36
87001F	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	16 mm	nić 90 cm		36
87001	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	16 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
87006F	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	18 mm	nić 90 cm		36
87006	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	18 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
87005F	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	20 mm	nić 90 cm		36
87005	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	20 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
87008F	5/0 USP	1 MET	1/2	Odwrotnie tętnąca	16 mm	nić 90 cm		36
87008	5/0 USP	1 MET	1/2	Odwrotnie tętnąca	16 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
87009	5/0 USP	1 MET	1/2	Odwrotnie tętnąca	20 mm	nić 90 cm		36
87121	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Okrągła	12 mm	nić 90 cm		36
87098F	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	13 mm	nić 90 cm		36
87098	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	13 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
87003F	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	16 mm	nić 90 cm		36
87003	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	16 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
87007F	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	18 mm	nić 90 cm		36
87007	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	18 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
87126F	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	20 mm	nić 45 cm		36
87100F	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	20 mm	nić 90 cm		36
87100	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	20 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
87127F	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	25 mm	nić 45 cm		36
87120F	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	25 mm	nić 90 cm		36
87120	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	25 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
87109F	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Odwrotnie tętnąca	16 mm	nić 90 cm		36
87109	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Odwrotnie tętnąca	16 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
87110F	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Odwrotnie tętnąca	20 mm	nić 90 cm		36
87110	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Odwrotnie tętnąca	20 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
87111	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Odwrotnie tętnąca	25 mm	nić 90 cm		36
87200	4/0 USP	1.5 MET	Prosta	Odwrotnie tętnąca	50 mm	nić 90 cm		36
87201	4/0 USP	1.5 MET	Prosta	Odwrotnie tętnąca	60 mm	nić 90 cm		36
87324	3/0 USP	2 MET	3/8	Okrągła	20 mm	nić 90 cm		36
87294F	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	13 mm	nić 90 cm		36
87294	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	13 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
87296F	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	16 mm	nić 90 cm		36
87296	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	16 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
87298	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	18 mm	nić 90 cm		36
87302	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	20 mm	nić 45 cm		36
87300	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	20 mm	nić 90 cm		36
87305F	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	25 mm	nić 90 cm		36
87305	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	25 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
87307	3/0 USP	2 MET	1/2	Odwrotnie tętnąca	13 mm	nić 90 cm		36
87310	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	30 mm	nić 90 cm		36
87312	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	35 mm	nić 90 cm		36
87311	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	40 mm	nić 90 cm		36
87320	3/0 USP	2 MET	1/2	Odwrotnie tętnąca	20 mm	nić 90 cm		36
87321F	3/0 USP	2 MET	1/2	Odwrotnie tętnąca	25 mm	nić 90 cm		36
87321	3/0 USP	2 MET	1/2	Odwrotnie tętnąca	25 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
87322	3/0 USP	2 MET	1/2	Odwrotnie tętnąca	30 mm	nić 90 cm		36
87323	3/0 USP	2 MET	1/2	Odwrotnie tętnąca	35 mm	nić 90 cm		36
87380	3/0 USP	2 MET	Prosta	Odwrotnie tętnąca	50 mm	nić 90 cm		36
87381	3/0 USP	2 MET	Prosta	Odwrotnie tętnąca	60 mm	nić 90 cm		36
87382	3/0 USP	2 MET	Prosta	Odwrotnie tętnąca	65 mm	nić 90 cm		36
87497	2/0 USP	3 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	18 mm	nić 90 cm		36
87498	2/0 USP	3 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	20 mm	nić 90 cm		36
87499	2/0 USP	3 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	25 mm	nić 90 cm		36
87500	2/0 USP	3 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	30 mm	nić 90 cm		36
87505	2/0 USP	3 MET	3/8	Odwrotnie tętnąca	35 mm	nić 90 cm		36

poz. 3

poz. 4

poz. 6

poz. 5

poz. 7

poz. 8

poz. 9

poz. 10

Pakiet 2, poz. 3 - 12

Opis								
FILAPEAU® NIEWCHŁANIAJĄCY, MONOFILAMENTOWY POLIAMID								
kod	USP	roz. Metryczny	krzywizna igły	rodzaj igły	długość igły	długość nici	dotk. informacje	szt. / opak.
87506	2/0 USP	3 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	40 mm	nić 90 cm		36
87509	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	25 mm	nić 90 cm		36
87510	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 90 cm		36
87511	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	35 mm	nić 90 cm		36
87512	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	40 mm	nić 90 cm		36
87513	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	45 mm	nić 90 cm		36
87580	2/0 USP	3 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	50 mm	nić 90 cm		36
87583	2/0 USP	3 MET	Prosta	Okragła	60 mm	nić 90 cm	podwójna igła	36
87582	2/0 USP	3 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	60 mm	nić 90 cm		36
87581	2/0 USP	3 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	65 mm	nić 90 cm		36
87520	0 USP	3.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	25 mm	nić 90 cm		36
87521	0 USP	3.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 90 cm		36
87522	0 USP	3.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	35 mm	nić 90 cm		36
87530	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	35 mm	nić 90 cm		36
87531	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	40 mm	nić 90 cm		36
87550	0 USP	3.5 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	50 mm	nić 90 cm		36
87560	0 USP	3.5 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	60 mm	nić 90 cm		36
87704	1 USP	4 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	20 mm	nić 45 cm		36
87599	1 USP	4 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 90 cm		36
87600	1 USP	4 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	35 mm	nić 90 cm		36
87601	1 USP	4 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	40 mm	nić 90 cm		36
87603	1 USP	4 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	50 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
87701	1 USP	4 MET	1/2	Okragła	40 mm	nić 90 cm		36
87675	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 90 cm		36
87676	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	35 mm	nić 90 cm		36
87678	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	45 mm	nić 90 cm		36
87679	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	50 mm	nić 90 cm		36
87680	1 USP	4 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	50 mm	nić 90 cm		36
87700	1 USP	4 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	65 mm	nić 90 cm		36
87755	2 USP	5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	35 mm	nić 90 cm		36
87762	2 USP	5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 90 cm		36
87763	2 USP	5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	35 mm	nić 90 cm		36
87764	2 USP	5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	40 mm	nić 90 cm		36
87765	2 USP	5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	50 mm	nić 90 cm		36
POJEDYNCZA IGŁA - NIĆ BEZBARWNA								
87013F	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16 mm	nić 90 cm		36
87013	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16 mm	nić 90 cm	igła wzmocniona	36
87122	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16 mm	nić 45 cm		36
87125	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16 mm	nić 90 cm		36
87123	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	18 mm	nić 45 cm		36
87301	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	20 mm	nić 90 cm		36
CIĘTE PODWIAZKI								
87340	3/0 USP	2 MET				nici 6 x 40 cm		24
87540	2/0 USP	3 MET				nici 6 x 40 cm		24
87940	0 USP	3.5 MET				nici 6 x 40 cm		24
87640	1 USP	4 MET				nici 6 x 40 cm		24
87740	2 USP	5 MET				nici 6 x 40 cm		24
87840	3+4 USP	6 MET				nici 6 x 40 cm		24

poz. 12

poz. 11

POLYTRESSE®

Pleciony poliester powlekany silikonem



- **Bardzo dobra wytrzymałość wężła**, aby zapobiec rozdarciu złamaniu szwów
- **Świetny poślizg** dzięki powłoce silikonowej
- **Mocna igła i dobra ciągliwość** wykonana ze stali nierdzewnej serii A300

- **Igły OrthoSHape® (OSH)** dedykowane do zabiegów ortopedycznych

Igły tnące o średnicy dopasowanej do grubości nici (**ratio 1:1**)

Przeznaczenie



Chirurgia ortopedyczna



Chirurgia przewodu pokarmowego



Chirurgia ginekologiczna
(chirurgiczne leczenie zaburzeń statyki narządu rodneho)



Chirurgia ogólna

Szwy Polytrasse

Gama produktu			Opakowanie		Nić			Igła					Pledget (łatka)		
Rodzaj	Kod	skład	Szt./opak.	podrodzina	Ilość/sasz.	Średnica nici (USP)	Długość nici (cm)	Ilość igieł	Długość igły (mm)	Krzywizna	Rodzaj igły	Kolor igły	Ilość na nitce	Materiał	Wymiary pledgetu (łatki)
Polytrasse	91...	Plecionka PET + silikonowe powleczenie	36	Onepak (karta podtrzymująca)	1	od 5/0 do 5	75	1	od 10 do 60	1/2 3/8 prosta	Okrągła (R) Okrągło-tnąca (KL) Tnąca (T) oraz OSH	srebrna	brak	N/D	N/D
			24	Filpak (szpulka)	1		250	brak	N/D	N/D	N/D	N/D	Brak	N/D	N/D

Pakiet 4, poz. 11, 12

Opis								
POLYTRESSE® Niewchłaniałna, powlekana plecionka poliestrowa								
kod	USP	rozmiar Metryczny	krzywizna igły	rodzaj igły	długość igły	długość nici	dotk. informacje	szt. / opak.
POJEDYNCZA IGŁA - ZIELONA NIĆ								
91S10A	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16 mm	nić 75 cm		36
91S15A	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	12 mm	nić 75 cm		36
91S15E	4/0 USP	1.5 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	50 mm	nić 75 cm		36
91S15D	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	20 mm	nić 75 cm		36
91S20E	3/0 USP	2 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	22 mm	nić 75 cm		36
91S20C	3/0 USP	2 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
91S20B	3/0 USP	2 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	50 mm	nić 75 cm		36
91S20L	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 75 cm		36
91S20K	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	24 mm	nić 75 cm		36
91S20J	3/0 USP	2 MET	3/8	Okragła	16 mm	nić 75 cm		36
91S20H	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	19 mm	nić 75 cm		36
91S20D	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	30 mm	nić 75 cm		36
91S20N	3/0 USP	2 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	60 mm	nić 75 cm		36
91S30A	2/0 USP	3 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	19 mm	nić 75 cm		36
91S30B	2/0 USP	3 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	26 mm	nić 75 cm		36
91S30C	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 75 cm		36
91S30D	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
91S30F	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	36 mm	nić 75 cm		36
91S30E	2/0 USP	3 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	50 mm	nić 75 cm		36
91S30G	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	30 mm	nić 75 cm		36
91S30H	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	26 mm	nić 75 cm		36
91S30K	2/0 USP	3 MET	3/8	Okragła	18 mm	nić 75 cm		36
91S30L	2/0 USP	3 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	36 mm	nić 75 cm		36
91S30M	2/0 USP	3 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
91S30N	2/0 USP	3 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	60 mm	nić 75 cm		36
91S35B	0 USP	3.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	26 mm	nić 75 cm		36
91S35D	0 USP	3.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
91S35F	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 75 cm		36
91S35A	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca - OrthoShape	22 mm	nić 75 cm		36
91S35J	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	26 mm	nić 75 cm		36
91S35C	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
91S35E	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	36 mm	nić 75 cm		36
91S35G	0 USP	3.5 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	50 mm	nić 75 cm		36
91S35K	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła	30 mm	nić 75 cm		36
91S35M	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła	36 mm	nić 75 cm		36
91S35P	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła - tnąca	26 mm	nić 75 cm		36
91S35R	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła - tnąca	48 mm	nić 75 cm		36
91S35Q	0 USP	3.5 MET	3/8	Okragła	30 mm	nić 75 cm		36
91S40R	1 USP	4 MET	3/8	Okragła	40 mm	nić 75 cm		36
91S40J	1 USP	4 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	26 mm	nić 75 cm		36
91S40D	1 USP	4 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
91S40T	1 USP	4 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	36 mm	nić 75 cm		36
91S40H	1 USP	4 MET	1/2	Okragła	26 mm	nić 75 cm		36
91S40N	1 USP	4 MET	1/2	Okragła	30 mm	nić 75 cm		36
91S40A	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca - OrthoShape	22 mm	nić 75 cm		36
91S40B	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	26 mm	nić 75 cm		36
91S40C	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
91S40E	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	36 mm	nić 75 cm		36
91S40F	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	40 mm	nić 75 cm		36
91S40G	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	48 mm	nić 75 cm		36
91S40K	1 USP	4 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	50 mm	nić 75 cm		36
91S40L	1 USP	4 MET	1/2	Okragła	36 mm	nić 75 cm		36
91S40U	1 USP	4 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	40 mm	nić 75 cm		36
91S40W	1 USP	4 MET	3/8	Okragła	30 mm	nić 75 cm		36
91S40V	1 USP	4 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	60 mm	nić 75 cm		36
91S50C	2 USP	5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
91S50A	2 USP	5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca - OrthoShape	22 mm	nić 75 cm		36
91S50B	2 USP	5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
91S50J	2 USP	5 MET	1/2	Okragła - tnąca	48 mm	nić 75 cm		36
91S50E	2 USP	5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca - OrthoShape	40 mm	nić 75 cm		36
91S50L	2 USP	5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	36 mm	nić 75 cm		36
91S50K	2 USP	5 MET	1/2	Okragła	40 mm	nić 75 cm		36
91S50M	2 USP	5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	40 mm	nić 75 cm		36
91S60A	3 USP	6 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	26 mm	nić 75 cm		36
91S60B	3 USP	6 MET	1/2	Odwrotnie tnąca - OrthoShape	36 mm	nić 75 cm		36
91S60C	3 USP	6 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	40 mm	nić 75 cm		36
91S60D	3 USP	6 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	48 mm	nić 75 cm		36
91S60G	3 USP	6 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	36 mm	nić 75 cm		36
91S60H	3 USP	6 MET	1/2	Odwrotnie tnąca - OrthoShape	36 mm	nić 75 cm		36
91S60J	3 USP	6 MET	1/2	Okragła	36 mm	nić 75 cm		36
91S70B	5 USP	7 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	50 mm	nić 75 cm		36
91S70C	5 USP	7 MET	1/2	Okragła - tnąca	50 mm	nić 75 cm		36
91S70A	5 USP	7 MET	1/2	Odwrotnie tnąca - OrthoShape	40 mm	nić 75 cm		36
POJEDYNCZA IGŁA - NIĆ BEZBARWNA								
91I20A	3/0 USP	2 MET	3/8	Okragła	18 mm	nić 75 cm		36

poz. 11

poz. 12

Pakiet 4, poz. 11, 12

Opis								
POLYTRESSE® Niewchłaniałna, powlekana plecionka poliestrowa								
kod	USP	rozm. Metryczny	krzywizna igły	rodzaj igły	długość igły	długość nici	dotk. informacje	szt. / opak.
91I30C	2/0 USP	3 MET	1/2	Okrągła	26 mm	nić 75 cm		36
91I70C	5 USP	7 MET	1/2	Okrągło - tnąca	50 mm	nić 75 cm		36
PODWIĄZKI NA ROLCE - ZIELONA NIĆ								
91R15A	4/0 USP	1.5 MET				nić 250 cm		24
91R20A	3/0 USP	2 MET				nić 250 cm		24
91R30A	2/0 USP	3 MET				nić 250 cm		24
91R35A	0 USP	3.5 MET				nić 250 cm		24
91R40A	1 USP	4 MET				nić 250 cm		24
91R50A	2 USP	5 MET				nić 250 cm		24
91R60A	3 USP	6 MET				nić 250 cm		24
91R70A	5 USP	7 MET				nić 250 cm		24

SOIE / SILK

Pleciony jedwab powlekany woskiem



- Barwiony na czarno
- **Niekapilarny**
- Bardzo miękki, poręczny
- Brak pamięci skrętu
- **Dobra tolerancja tkankowa**

Przeznaczenie



Chirurgia
stomatologiczna



Chirurgia
otolaryngologiczna
i szczękowa



Neurochirurgia



Chirurgia
okulistyczna

Szwy Silk

Gama produktu			Opakowanie		Nić			Igła				
Rodzaj	Kod	skład	Szt./opak.	podrodzina	Ilość/sasz.	Średnica nici (USP)	Długość nici (cm)	Ilość igieł	Długość igły (mm)	Krzywizna	Rodzaj igły	Kolor igły
Soie / Silk	25...	plecionka jedwabna powleczona woskiem (barwiona na czarno)	36	Onepak (karta podtrzymująca)	1	od 6/0 do 2	od 45 do 90	1 lub 2	od 9 do 65	1/2 3/8 prosta	Okragła (R) Odwrotnie tnąca (T)	srebrna
			24	Filpak (szpulka)	1	od 6/0 do 2	250	brak	N/D	N/D	N/D	N/D
			24	Saszetka ciętych podwiązek	15	od 4/0 do 1	900 (15 x 60)	brak	N/D	N/D	N/D	N/D

Pakiet 4, poz. 1, 2, 4 - 10, 13 - 18

Opis								
Soie / Silk Niewchłaniała plecionka jedwabna								
kod	USP	rozmn. Metryczny	krzywizna igły	rodzaj igły	długość igły	długość nici	dotatkowe informacje	szt. / opak.
POJEDYNCZA IGŁA - CZARNA NIC								
25034	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Okragła	12 mm	nić 75 cm		36
25070	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	12 mm	nić 75 cm		36
25071	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16 mm	nić 75 cm		36
25073	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	20 mm	nić 75 cm		36
25106	5/0 USP	1 MET	3/8	Okragła	12 mm	nić 75 cm		36
25142	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	12 mm	nić 75 cm		36
25143	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16 mm	nić 75 cm		36
25144	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	18 mm	nić 75 cm		36
25120	5/0 USP	1 MET	1/2	Okragła	16 mm	nić 75 cm		36
25179	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Okragła	16 mm	nić 75 cm		36
25181	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Okragła	20 mm	nić 75 cm		36
25193	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	20 mm	nić 75 cm		36
25214	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	12 mm	nić 75 cm		36
25215	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16 mm	nić 75 cm		36
25216	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	18 mm	nić 75 cm		36
25217	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	20 mm	nić 75 cm		36
25218	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	25 mm	nić 75 cm		36
25191	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	12 mm	nić 75 cm		36
25192	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	16 mm	nić 75 cm		36
25194	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Okragła	25 mm	nić 75 cm		36
25229	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	20 mm	nić 75 cm		36
25231	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
25251	3/0 USP	2 MET	3/8	Okragła	16 mm	nić 75 cm		36
25252	3/0 USP	2 MET	3/8	Okragła	18 mm	nić 75 cm		36
25253	3/0 USP	2 MET	3/8	Okragła	20 mm	nić 75 cm		36
25255	3/0 USP	2 MET	3/8	Okragła	30 mm	nić 75 cm		36
25287	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16 mm	nić 75 cm		36
25288	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	18 mm	nić 75 cm		36
25289	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	20 mm	nić 75 cm		36
25290	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	25 mm	nić 75 cm		36
25291	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
25365	3/0 USP	2 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	35 mm	nić 75 cm		36
25264	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	16 mm	nić 75 cm		36
25261	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	18 mm	nić 75 cm		36
25265	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	20 mm	nić 75 cm		36
25266	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	25 mm	nić 75 cm		36
25267	3/0 USP	2 MET	1/2	Okragła	30 mm	nić 75 cm		36
25301	3/0 USP	2 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	20 mm	nić 75 cm		36
25302	3/0 USP	2 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	25 mm	nić 75 cm		36
25323	2/0 USP	3 MET	3/8	Okragła	16 mm	nić 75 cm		36
25324	2/0 USP	3 MET	3/8	Okragła	18 mm	nić 75 cm		36
25326	2/0 USP	3 MET	3/8	Okragła	25 mm	nić 75 cm		36
25360	2/0 USP	3 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16 mm	nić 75 cm		36
25361	2/0 USP	3 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	18 mm	nić 75 cm		36
25362	2/0 USP	3 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	20 mm	nić 75 cm		36
25363	2/0 USP	3 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	25 mm	nić 75 cm		36
25364	2/0 USP	3 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
25338	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	20 mm	nić 75 cm		36
25339	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	25 mm	nić 75 cm		36
25340	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	30 mm	nić 75 cm		36
25374	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	20 mm	nić 75 cm		36
25375	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	25 mm	nić 75 cm		36
25376	2/0 USP	3 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
25392	2/0 USP	3 MET	1/2	Okragła	40 mm	nić 75 cm		36
25389	2/0 USP	3 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	50 mm	nić 75 cm		36
25399	0 USP	3.5 MET	3/8	Okragła	25 mm	nić 75 cm		36
25400	0 USP	3.5 MET	3/8	Okragła	30 mm	nić 75 cm		36
25435	0 USP	3.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	25 mm	nić 75 cm		36
25436	0 USP	3.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
25437	0 USP	3.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	35 mm	nić 75 cm		36
25410	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła	20 mm	nić 75 cm		36
25411	0 USP	3.5 MET	1/2	Okragła	25 mm	nić 75 cm		36
25447	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	25 mm	nić 75 cm		36
25448	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36

poz. 1

poz. 2

poz. 4

poz. 5

poz. 7

poz. 6

poz. 8

poz. 9

Pakiet 4, poz. 1, 2, 4 - 10, 13 - 18

Opis								
Niewchłaniałna plecionka jedwabna								
kod	USP	rozm. Metryczny	krzywizna igły	rodzaj igły	długość igły	długość nici	dotatkowe informacje	szt. / opak.
25452	0 USP	3.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	48 mm	nić 75 cm		36
25463	0 USP	3.5 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	60 mm	nić 75 cm		36
25507	1 USP	4 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	25 mm	nić 75 cm		36
25508	1 USP	4 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
25509	1 USP	4 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	35 mm	nić 75 cm		36
25510	1 USP	4 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	40 mm	nić 75 cm		36
25483	1 USP	4 MET	1/2	Okragła	25 mm	nić 75 cm		36
25485	1 USP	4 MET	1/2	Okragła	35 mm	nić 75 cm		36
25486	1 USP	4 MET	1/2	Okragła	40 mm	nić 75 cm		36
25518	1 USP	4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	20 mm	nić 75 cm		36
25533	1 USP	4 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	50 mm	nić 75 cm		36
25534	1 USP	4 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	60 mm	nić 75 cm		36
25535	1 USP	4 MET	Prosta	Odwrotnie tnąca	65 mm	nić 75 cm		36
25580	2 USP	5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 75 cm		36
25591	2 USP	5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	25 mm	nić 75 cm		36
25596	2 USP	5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	30 mm	nić 90 cm		36
25594	2 USP	5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	40 mm	nić 75 cm		36
25597	2 USP	5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	40 mm	nić 90 cm		36
PODWÓJNA IGŁA - CZARNA NIĆ								
254722	1 USP	4 MET	3/8	Okragła	30 mm	nić 75 cm		36
MULTIPACK - 15 CIĘTYCH PODWIĄZEK - CZARNA NIĆ								
25904	4/0 USP	1.5 MET				nić 60 cm		24
25905	3/0 USP	2 MET				nić 60 cm		24
25906	2/0 USP	3 MET				nić 60 cm		24
25907	0 USP	3.5 MET				nić 60 cm		24
25908	1 USP	4 MET				nić 60 cm		24
PODWIĄZKI NA ROLCE - CZARNA NIĆ								
25001	6/0 USP	0.7 MET				nić 250 cm		24
25002	5/0 USP	1 MET				nić 250 cm		24
25003	4/0 USP	1.5 MET				nić 250 cm		24
25004	3/0 USP	2 MET				nić 250 cm		24
25005	2/0 USP	3 MET				nić 250 cm		24
25006	0 USP	3.5 MET				nić 250 cm		24
25007	1 USP	4 MET				nić 250 cm		24
25008	2 USP	5 MET				nić 250 cm		24

poz. 10

poz. 13

poz. 14

poz. 15

poz. 16

poz. 17

poz. 18

Pakiet 2, poz. 1, 2; Pakiet 4, poz. 3



Szwy okulistyczne

SZWY OKULISTYCZNE

Zakres



Nasze wieloletnie doświadczenie, nasze know-how i 100% kontrola jakości są gwarancją doskonałego produktu, uznanego przez najlepszych chirurgów na całym świecie.

Okulistyczne mikro-igły są produkowane z najwyższej jakości stali medycznej. Materiał - stal AISI 304V. To sprawia, że nasze igły są nie do złamania!

Mikro igły

Igła szpatuła



Średnica od 100 do 380 μm

Igła okrągła



Średnica od 50 do 430 μm



Igła odwrótnie tnąca o przekroju trójkątnym



Średnica od 150 do 560 μm



Rodzaje nici okulistycznych



Sinusorb® wchłaniałna nić z PGA w kolorze fioletowym lub bezbarwna (klasa III)



Powlekany, pleciony jedwab w kolorze czarnym (klasa IIb)



Pleciony jedwab "virgin" w kolorze niebieskim lub czarnym (klasa IIb)



Niebieski polipropylen monofilamentowy (klasa IIb)



Nylon, czarny monofilament poliamid 6.6 (klasa IIb)

Karta Jakości



Peters Surgical jest zobowiązany do



- Zaferowania **najwyższej jakości igieł** ze stali nierdzewnej oraz nici chirurgicznych
- **100% kontroli jakości** - zastosowanie mikroskopu o tym samym powiększeniu jak na sali operacyjnej (x16)
- Oferowania **nici najwyższej jakości**
- Ciągłego szkolenia produktowego dla swoich pracowników

Pakiet 2, poz. 1, 2; Pakiet 4, poz. 3

Opis											
kod	Rodzaj nici	SA / DA *	USP	roz. Metryczny	krzywizna igły	rodzaj igły	długość igły	średnica igły	długość nici	dodatkowe informacje	szt. / opak.
SINUSORB® Wchłaniálny szew z kwasu poliglikolowego (PGA), POJEDYNCZA IGŁA, FIOLETOWA NIĆ, MONOFILAMENT											
8129	Sinusorb	SA	10/0 USP	0.2 MET	3/8	Okragła	4 mm	Ø 100	nić 30 cm		12
8137	Sinusorb	SA	10/0 USP	0.2 MET	3/8	Okragła	5 mm	Ø 150	nić 15 cm		12
8134	Sinusorb	SA	10/0 USP	0.2 MET	3/8	Szpatulka	6 mm	Ø 150	nić 15 cm		12
8101	Sinusorb	SA	10/0 USP	0.2 MET	1/2	Szpatulka	6 mm	Ø 150	nić 30 cm		12
8121	Sinusorb	SA	9/0 USP	0.3 MET	3/8	Szpatulka	6.4 mm	Ø 200	nić 30 cm		12
8124	Sinusorb	SA	9/0 USP	0.3 MET	1/2	Szpatulka	6 mm	Ø 150	nić 30 cm		12
SINUSORB® Wchłaniálny szew z kwasu poliglikolowego (PGA), PODWÓJNA IGŁA, FIOLETOWA NIĆ, MONOFILAMENT											
8135	Sinusorb	DA	10/0 USP	0.2 MET	3/8	Szpatulka	6 mm	Ø 150	nić 30 cm		12
8110	Sinusorb	DA	10/0 USP	0.2 MET	3/8	Szpatulka	6.4 mm	Ø 200	nić 30 cm		12
8125	Sinusorb	DA	9/0 USP	0.3 MET	1/2	Szpatulka	6 mm	Ø 150	nić 30 cm		12
SINUSORB® Wchłaniálny szew z kwasu poliglikolowego (PGA), POJEDYNCZA IGŁA, FIOLETOWA NIĆ, PLECIONKA											
8104	Sinusorb	SA	8/0 USP	0.4 MET	3/8	Szpatulka	6.4 mm	Ø 200	nić 30 cm		12
8109	Sinusorb	SA	8/0 USP	0.4 MET	3/8	Okragła	6.4 mm	Ø 150	nić 30 cm		12
8102	Sinusorb	SA	7/0 USP	0.5 MET	3/8	Szpatulka	6.4 mm	Ø 200	nić 30 cm		12
8106	Sinusorb	SA	7/0 USP	0.5 MET	1/2	Szpatulka	8 mm	Ø 240	nić 45 cm		12
8146	Sinusorb	SA	6/0 USP	0.7 MET	1/4	Szpatulka	8 mm	Ø 240	nić 45 cm		12
8133	Sinusorb	SA	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	12 mm	Ø 430	nić 45 cm		12
8128	Sinusorb	SA	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16 mm	Ø 430	nić 45 cm		12
8130	Sinusorb	SA	5/0 USP	1 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	16 mm	Ø 430	nić 45 cm		12
8131	Sinusorb	SA	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	19 mm	Ø 560	nić 45 cm		12
8132	Sinusorb	SA	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	16 mm	Ø 430	nić 45 cm		12
SINUSORB® Wchłaniálny szew z kwasu poliglikolowego (PGA), POJEDYNCZA IGŁA, BEZBARWNA NIĆ, PLECIONKA											
8138	Sinusorb	SA	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	12 mm	Ø 280	nić 45 cm		12
8142	Sinusorb	SA	5/0 USP	1 MET	1/4	Szpatulka	8 mm	Ø 330	nić 45 cm		12
SINUSORB® Wchłaniálny szew z kwasu poliglikolowego (PGA), PODWÓJNA IGŁA, FIOLETOWA NIĆ, PLECIONKA											
8112	Sinusorb	DA	8/0 USP	0.4 MET	3/8	Szpatulka	6.4 mm	Ø 200	nić 30 cm		12
8113	Sinusorb	DA	8/0 USP	0.4 MET	3/8	Szpatulka	6.4 mm	Ø 200	nić 45 cm		12
8111	Sinusorb	DA	7/0 USP	0.5 MET	3/8	Szpatulka	6.4 mm	Ø 200	nić 45 cm		12
8126	Sinusorb	DA	7/0 USP	0.5 MET	1/2	Szpatulka	6 mm	Ø 200	nić 30 cm		12
8107	Sinusorb	DA	6/0 USP	0.7 MET	1/4	Szpatulka	8 mm	Ø 240	nić 45 cm		12
8117	Sinusorb	DA	6/0 USP	0.7 MET	1/4	Szpatulka	8 mm	Ø 330	nić 45 cm		12
8114	Sinusorb	DA	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Szpatulka	6.4 mm	Ø 240	nić 45 cm		12
8118	Sinusorb	DA	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Szpatulka	8 mm	Ø 330	nić 45 cm		12
8108	Sinusorb	DA	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	8 mm	Ø 240	nić 45 cm		12
8140	Sinusorb	DA	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	12 mm	Ø 280	nić 45 cm		12
8127	Sinusorb	DA	6/0 USP	0.7 MET	1/2	Szpatulka	6.4 mm	Ø 240	nić 30 cm		12
8120	Sinusorb	DA	5/0 USP	1 MET	1/4	Szpatulka	8 mm	Ø 330	nić 45 cm		12
8123	Sinusorb	DA	5/0 USP	1 MET	1/4	Szpatulka	8 mm	Ø 380	nić 45 cm		12
8136	Sinusorb	DA	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	12 mm	Ø 430	nić 45 cm		12
8153	Sinusorb	DA	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	12 mm	Ø 430	nić 30 cm		12
SINUSORB® Wchłaniálny szew z kwasu poliglikolowego (PGA), PODWÓJNA IGŁA, BEZBARWNA NIĆ, PLECIONKA											
8144	Sinusorb	DA	7/0 USP	0.5 MET	1/2	Szpatulka	6 mm	Ø 200	nić 45 cm		12
8139	Sinusorb	DA	6/0 USP	0.7 MET	1/4	Szpatulka	8 mm	Ø 330	nić 45 cm		12
8143	Sinusorb	DA	5/0 USP	1 MET	3/8	Pointe R	13 mm	Ø 440	nić 45 cm		12
NYLON Monofilament poliamidowy 6.6 - POJEDYNCZA IGŁA, CZARNA NIĆ											
8416	Nylon	SA	10/0 USP	0.2 MET	3/8	Szpatulka	6 mm	Ø 150	nić 15 cm		12
8418	Nylon	SA	10/0 USP	0.2 MET	3/8	Szpatulka	6.4 mm	Ø 150	nić 15 cm		12
8419	Nylon	SA	10/0 USP	0.2 MET	3/8	Szpatulka	6.4 mm	Ø 150	nić 30 cm		12
8426	Nylon	SA	10/0 USP	0.2 MET	3/8	Szpatulka	6.4 mm	Ø 200	nić 15 cm		12
8541	Nylon	SA	10/0 USP	0.2 MET	1/2	Szpatulka	5 mm	Ø 150	nić 15 cm		12
8422	Nylon	SA	9/0 USP	0.3 MET	3/8	Szpatulka	6.4 mm	Ø 150	nić 15 cm		12
8430	Nylon	SA	9/0 USP	0.3 MET	3/8	Szpatulka	6.4 mm	Ø 200	nić 30 cm		12
8454	Nylon	SA	9/0 USP	0.3 MET	3/8	Okragła	5 mm	Ø 150	nić 20 cm		12
8459	Nylon	SA	8/0 USP	0.4 MET	3/8	Okragła	6.4 mm	Ø 150	nić 15 cm		12
8407	Nylon	SA	8/0 USP	0.4 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	8 mm	Ø 200	nić 45 cm		12
8409	Nylon	SA	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	8 mm	Ø 200	nić 45 cm		12
8555	Nylon	SA	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	12 mm	Ø 430	nić 45 cm		12
8553	Nylon	SA	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	12 mm	Ø 430	nić 45 cm		12
8552	Nylon	SA	5/0 USP	1 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	12 mm	Ø 430	nić 45 cm		12
8556	Nylon	SA	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16 mm	Ø 430	nić 45 cm		12
8554	Nylon	SA	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16 mm	Ø 430	nić 45 cm		12
8443	Nylon	SA	4/0 USP	1.5 MET	1/2	Odwrotnie tnąca	12 mm	Ø 430	nić 45 cm		12
NYLON Monofilament poliamidowy 6.6 - PODWÓJNA IGŁA, CZARNA NIĆ											
8493	Nylon	DA	11/0 USP	0.15 MET	1/2	Szpatulka	5 mm	Ø 150	nić 30 cm		12
8488	Nylon	DA	10/0 USP	0.2 MET	Zakrzywiona	Szpatulka	5 mm	Ø 150	nić 30 cm		12
8515	Nylon	DA	10/0 USP	0.2 MET	3/8	Szpatulka	6 mm	Ø 150	nić 15 cm		12
8500	Nylon	DA	10/0 USP	0.2 MET	3/8	Szpatulka	6 mm	Ø 150	nić 30 cm		12
8503	Nylon	DA	10/0 USP	0.2 MET	3/8	Szpatulka	6.4 mm	Ø 150	nić 20 cm		12
8505	Nylon	DA	10/0 USP	0.2 MET	3/8	Szpatulka	6.4 mm	Ø 150	nić 30 cm		12
8509	Nylon	DA	10/0 USP	0.2 MET	3/8	Szpatulka	6.4 mm	Ø 200	nić 30 cm		12
8491	Nylon	DA	10/0 USP	0.2 MET	1/2	Szpatulka	5 mm	Ø 150	nić 30 cm		12
8508	Nylon	DA	9/0 USP	0.3 MET	3/8	Szpatulka	6.4 mm	Ø 150	nić 30 cm		12
8545	Nylon	DA	9/0 USP	0.3 MET	3/8	Szpatulka	6.4 mm	Ø 200	nić 30 cm		12
8513	Nylon	DA	8/0 USP	0.4 MET	3/8	Szpatulka	6.4 mm	Ø 200	nić 30 cm		12
8494	Nylon	DA	9/0 USP	0.3 MET	1/2	Szpatulka	5 mm	Ø 150	nić 30 cm		12
8496	Nylon	DA	8/0 USP	0.4 MET	1/4	Szpatulka	6.4 mm	Ø 200	nić 30 cm		12
8507	Nylon	DA	8/0 USP	0.4 MET	3/8	Szpatulka	6.4 mm	Ø 150	nić 30 cm		12
8520	Nylon	DA	5/0 USP	1 MET	1/4	Szpatulka	8 mm	Ø 330	nić 45 cm		12
POLYPROPYLEN Monofilament polipropylenowy - POJEDYNCZA IGŁA, NIEBIESKA NIĆ											
8720	Polypropylen	SA	9/0 USP	0.3 MET	3/8	Okragła	5 mm	Ø 150	nić 20 cm		12
8705	Polypropylen	SA	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	13 mm	Ø 330	nić 45 cm		12
8712	Polypropylen	SA	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16 mm	Ø 430	nić 75 cm		12
POLYPROPYLEN Monofilament polipropylenowy - PODWÓJNA IGŁA, NIEBIESKA NIĆ											
8776	Polypropylen	DA	10/0 USP	0.2 MET	3/8	Szpatulka	6.4 mm	Ø 150	nić 20 cm		12
8737	Polypropylen	DA	10/0 USP	0.2 MET	3/8	Szpatulka	6.4 mm	Ø 150	nić 30 cm		12
8726	Polypropylen	DA	10/0 USP	0.2 MET	Prosta	Szpatulka	16 mm	Ø 150	nić 23 cm		12

* SA - igła pojedyncza; DA - igła podwójna

Pakiet 2,
poz. 1

Pakiet 2,
poz. 2

Pakiet 2, poz. 1, 2; Pakiet 4, poz. 3

Opis											
kod	Rodzaj nici	SA / DA *	USP	roz. Metryczny	krzywizna igły	rodzaj igły	długość igły	średnica igły	długość nici	dotatkowe informacje	szt. / opak.
8733	Polypropylen	DA	10/0 USP	0.2 MET	1/2	Szpatułka	5 mm	Ø 150	nić 20 cm		12
8701	Polypropylen	DA	10/0 USP	0.2 MET	Prosta - 3/8	Szpatułka	16 mm - 4 mm	Ø 150 - Ø 100	nić 10 cm		12
8736	Polypropylen	DA	9/0 USP	0.3 MET	3/8	Szpatułka	6 mm	Ø 150	nić 30 cm		12
8738	Polypropylen	DA	9/0 USP	0.3 MET	3/8	Szpatułka	6.4 mm	Ø 150	nić 30 cm		12
8722	Polypropylen	DA	9/0 USP	0.3 MET	3/8	Okragła	5 mm	Ø 150	nić 45 cm		12
8763	Polypropylen	DA	9/0 USP	0.3 MET	Prosta	Szpatułka	16 mm	Ø 150	nić 23 cm		12
8709	Polypropylen	DA	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	13 mm	Ø 330	nić 75 cm		12
8777	Polypropylen	DA	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	12 mm	Ø 430	nić 45 cm		12
8780	Polypropylen	DA	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	12 mm	Ø 430	nić 75 cm		12
8710	Polypropylen	DA	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16 mm	Ø 430	nić 75 cm		12
VIRGIN SILK jedwabna plecionka - POJEDYNCZA IGŁA, NIEBIESKA NIĆ											
8812	Silk wirgin	SA	7/0 USP	0.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	8 mm	Ø 200	nić 45 cm		12
8801	Silk	SA	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	8 mm	Ø 240	nić 30 cm	Czarna, powleczone	12
8819	Silk wirgin	SA	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	12 mm	Ø 430	nić 45 cm		12
8805	Silk wirgin	SA	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Okragła	16 mm	Ø 430	nić 45 cm		12
8802	Silk wirgin	SA	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	12 mm	Ø 430	nić 45 cm		12
8817	Silk wirgin	SA	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	16 mm	Ø 430	nić 45 cm		12
VIRGIN SILK jedwabna plecionka - PODWÓJNA IGŁA, NIEBIESKA NIĆ											
8826	Silk wirgin	DA	7/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	8 mm	Ø 200	nić 45 cm		12
8809	Silk wirgin	DA	6/0 USP	0.7 MET	1/4	Szpatułka	8 mm	Ø 240	nić 45 cm		12
8810	Silk wirgin	DA	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	8 mm	Ø 200	nić 45 cm		12
8808	Silk wirgin	DA	6/0 USP	0.7 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	12 mm	Ø 280	nić 45 cm		12
8816	Silk wirgin	DA	6/0 USP	0.7 MET	1/2	Szpatułka	8 mm	Ø 240	nić 45 cm		12
8818	Silk wirgin	DA	5/0 USP	1 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	12 mm	Ø 430	nić 45 cm		12
8813	Silk wirgin	DA	4/0 USP	1.5 MET	3/8	Odwrotnie tnąca	12 mm	Ø 430	nić 45 cm		12

* SA - igła pojedyncza; DA - igła podwójna

Pakiet 3,
poz. 3


Aksesoria do chirurgii kardiologicznej i naczyniowej

SERTILAC®

Pomostowanie aortalno - wieńcowe

Nr katalogowy	ilość szt. w opak.	długość	średnica	igła	
32300M20	36	50 cm	1,2 mm	3/8 koła, 26 mm tępa	poz. 13

- atraumatyczna tępa igła
- elastyczne i gładkie
- widoczne na zdjęciach RTG
- biały kolor dla zwiększenia widoczności
- silikonowa pusta rurka o długości 50 cm
- możliwość zwiększenia długości do 7 razy



PLEDGET / Podkładka

Wzmocnienie szwów w chirurgii sercowo - naczyniowej i klatki piersiowej

Ochrona przed naprężeniem nici

Nr katalogowy	Materiał	Wymiary	Sposób pakowania	ilość szt w opak.
320000V2H		3 x 5 mm	Saszetka zawiera 2 perforowane podkładki	24
320000V2J	PTFE	3 x 7 mm		
320000V25		5 x 10 mm		

