

medax

MEDONE ULTRA

Programowalny automatyczny zestaw do biopsji

Programowalny automatyczny zestaw do biopsji jednorazowego użytku przeznaczony do wykonywania szerokiego zakresu zabiegów biopsji tkanek miękkich, w szczególności na oddziałach takich jak senologia i radiologia interwencyjna. Zestaw MedOne Ultra jest przeznaczony do penetracji i wykonywania biopsji w zwapniałych i włóknistych zmianach chorobowych.



- Lekka, kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest to zestaw idealny do zabiegów prowadzonych tomograficznie/ ultradźwiękowo.
- Potężny mechanizm sprężynowy pomaga w uzyskaniu próbki biopsyjnej o optymalnej jakości

Programowalny automatyczny zestaw do biopsji

- Obsługa jedną ręką.
- 25 mm - głębokość wkłucia.
- Nacięcie do pobrania próbki -20 mm.
- Automatyczny lub sekwencyjny tryb uruchamiania.
- Echogeniczna końcówka do procedur z wykorzystaniem ultrasonografii.
- Skala centymetrowa.
- Możliwość użytku z współosiową igłą prowadzącą CT.
- Sterylizowany ETO, termin ważności 5 lat.



MEDONE ULTRA Z PROWADNIKIEM W JEDNYM OPAKOWANIU



MEDONE ULTRA Z PROWADNIKIEM WRAZ Z TĘPO ZAKOŃCZONYM MANDRYNEM W JEDNYM OPAKOWANIU

medax
medical devices

Your partner in Biopsy and Special Needles

MEDONE ULTRA

Programowalny automatyczny zestaw do biopsji

GAUGE	KOLOR	DŁUGOŚĆ (MM)				
12	● Jasny Niebieski	12 060	12 100	12 120	12 160	12 200
14	● Zielony	14 060	14 100	14 120	14 160	14 200
16	○ Biały	16 060	16 100	16 120	16 160	16 200
18	● Różowy	18 060	18 100	18 120	18 160	18 200 18 250
20	● Żółty	20 060	20 100	20 120	20 160	20 200

Inne rozmiary na życzenie Klienta.

Zamówienia:

MEDONE ULTRA



PROWADNIK DLA MEDONE ULTRA



MEDONE ULTRA Z PROWADNIKIEM W JEDNYM OPAKOWANIU



MEDONE ULTRA Z PROWADNIKIEM WRAZ Z TĘPO ZAKOŃCZONYM MANDRYNEM W JEDNYM OPAKOWANIU



Opakowanie: 5 szt.

Dwa możliwe tryby pracy

Tryb uruchamiania opóźnionego

D: W trybie opóźnionym wysuwa się wewnętrzny mandryn, zaś operator kontroluje pozycję i uwalnia kaniulę tnącą aktywując przycisk "A".



Tryb uruchamiania automatycznego

A: W trybie automatycznym mandryn i kaniula są uwalniane natychmiast po sobie. Do pobrania próbki wystarcza naciśnięcie pojedynczego przycisku.



DYSTRYBUCJA:

www.beryl-med.com

Medax Srl Unipersonale

Headquarters: Via S. Pertini, 4 • 41039 • San Possidonio (MO) • Italy
 Company direct No.: +39 0535 1812757 • Fax No.: +39 0535 1812744
 email: customercare@medax.it • PEC: medax@legalmail.it • www.medax.it

Registered Office: Via R. Piva, 1/A • 46025 • Poggio Rusco (MN) • Italy
 Vat N./Fiscal Code N. Iscriz. Reg. Impr.: MN 02669860369 • N. REA: MN 233527, MO 403036 • Capitale Sociale Euro 100.011,00 i.v.

