

Załącznik nr 2.2 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LA.261.30.2.2024

Formularz cenowy - zadanie nr 2

1. Wykonawca oświadcza, że oferowany środek dezynfekujący w ramach niniejszego zadania posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z obowiązującym prawem. Kopie przedmiotowych dokumentów oraz ulotka informacyjna zostaną przekazane zamawiającemu niezwłocznie na jego wniosek na etapie realizacji zamówienia.
2. W przypadku posiadania karty charakterystyki (zgodnie z obowiązującym prawem) należy przekazać ją zamawiającemu niezwłocznie na jego wniosek.
3. Zamawiający wymaga umieszczenia obowiązkowo nazwy proponowanego produktu oraz kod EAN (kolumna nr 3).

4. Wykonawca oświadcza, że poszczególne dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w terminie: 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@medifarm.pl, adres poczty elektronicznej służący do składania reklamacji przez Zamawiającego e-mail: biuro@medifarm.pl

	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/kod EAN	Postać	Ilość szt. w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa za opakowanie tzw. "brutto" (zł/op) 7 = 8/6	Wartość (zł) brutto 8=11+9	Stawka podatku VAT %	Cena jednostkowa za opakowanie bez podatku VAT (netto)	Wartość bez podatku VAT (netto) 11 = 6x10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DEZYNFEKCJA NARZĘDZI - Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawierający biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powodujący żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 25- <50% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (tworzący w wodzie emulsję). Nie zawiera chlorofluorowęglodorów (CFC)	Neodisher IP Spray, 4029577134051	spray	1szt.a 400 ml	40	59,14	2 365,63	8%	54,76	2 190,40

2	<p>DEZYNFEKCJA NARZĘDZI - Płynny, słabo pieniający, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym. Zawierający 10,5g aldehydu glutarowego. Szczególnie dobrze dezynfekujący przedmioty z wrażliwych materiałów. Nie zawierający aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych.</p>	<p>Neodisher Septo DN, 4029577135096</p>	płyn	1szt.a 20 l	6	1 157,14	6 942,87	8%	1 071,43	6 428,58
3	<p>DEZYNFEKCJA NARZĘDZI - Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 2 do ml/l w temp. do 60C. Spełniający wymagania w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creutzfeldta Jacoba. Usuwający chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,4-10,8. Posiadający w swoim składzie: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne. enzymy, aloksylowane alkohole tłuszczowe. Nie zawierający glicerolu, oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny.</p>	<p>Neodisher Mediclean Forte, 4029577138318</p>	płyn	1szt.a 20 l	250	1 022,40	255 600,90	8%	946,67	236 667,50

4	DEZYNFEKCJA NARZĘDZI - Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoholu i związków alkoholowych. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyspieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. dozowanie 0,3-1,0ml/l.	Neodisher Mediklar, 4029577144531	płyn	1szt.a 20 l	20	1 047,08	20 941,63	8%	969,52	19 390,40
5	DEZYNFEKCJA NARZĘDZI - Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych. Środek nie powoduje utwardzania białek. Szeroka kompatybilność materiałowa m.in. stal nierdzewna, anodo-wane aluminium, silikon, tworzywa sztuczne. Środek zachowujący działanie w wodzie do 20 °dH (stopień twardości wody). Nieużywany roztwór zachowuje aktywność 7 dni. Działanie bakteriobójcze, drożdżako-bójcze, wirusy osłonkowe [HIV, HBV, HCV] 0,5% - 15 min.	Neodisher Septo PreDis, 4029577157791	płyn	1szt.a 5 l	120	452,57	54 308,88	8%	419,05	50 286,00
Razem - Cena						0,00	340 159,91	8%		314 962,88

