

Strzykawki BD do pobierania krwi na Intensywnej Terapii

Strzykawki do pobierania krwi na gazometrię

Strzykawki BD do pobierania krwi na Oddziale Intensywnej Opieki oraz na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) mogą być wykorzystywane do pobierania krwi z tętnicy lub żyły pacjenta. Zawierają suchą, napyloną zbalansowaną wapniem heparynę litową, która umożliwia poddanie próbki analizie z zakresu gazometrii oraz wykonanie analizy parametrów krytycznych.

Strzykawki do gazometrii BD A-Line™

Strzykawki BD A-Line™ są wykorzystywane do pobierania krwi metodą manualnej aspiracji. Można je wykorzystywać do pobierania próbek krwi tętniczej lub żyłnej, z linii tętniczych lub IV. Występują w następujących rodzajach:

1 mL slip tip, 3 mL slip tip i 3 mL Luer-Lok™.

Dalsze informacje

Prosimy o kontakt z lokalnymi przedstawicielami BD, w celu uzyskania odpowiedniej dokumentacji lub piśmiennictwa.

Strzykawki BD A-Line™ do badań gazometrii krwi (bez igły)

Nr kat.	Objętość (mL)	Rekomendowana objętość napełnienia (mL)	Jednostka heparyny* (IU) (dla strzykawki/na ml krwi**)	Końcówka	Zamknięcie
364356	1.0	0.6	30/50	Slip tip	Tradycyjne
364378	3.0	1.6	80/50	BD Luer-Lok™	Hemogard
364376	3.0	1.6	80/50	Slip tip	Tradycyjne

Strzykawki dostępne są w opakowaniach zbiorczych po 100 sztuk.

