



Zestawy do zakładania stentów dróg żółciowych - jednorazowego użytku

Zestawy wprowadzające zastępują pojedyncze komponenty i służą do zakładania prostych i zakrzywionych stentów dróg żółciowych, które wymagają cewnika prowadzącego. Zestawy mają dodatkowy port, który może być użyty do wstrzykiwania środka kontrastowego podczas całego zabiegu, jeżeli przewód jest ustawiony na swoim miejscu. Nieprzepuszczalne dla promieni RTG metalowe znaczniki na cewniku prowadzącym i popychaczu umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie na podstawie obrazowania rentgenowskiego.



Zestaw wstępnie załadowany do zakładania stentów dróg żółciowych GPPS

Wstrzykiwanie kontrastu podczas wprowadzania drutu prowadzącego; cewnik prowadzący z końcówką radiocieniującą; sterylny

Nr katalogowy	Rozmiar (French)	Stent PE (zagięty)
SET20208005	8,5	PE20208005
SET20208006	8,5	PE20208006
SET20208007	8,5	PE20208007
SET20208008	8,5	PE20208008
SET20208009	8,5	PE20208009
SET20208010	8,5	PE20208010
SET20208011	8,5	PE20208011
SET20208012	8,5	PE20208012
SET20208013	8,5	PE20208013
SET20208014	8,5	PE20208014
SET20208015	8,5	PE20208015

Nr katalogowy	Rozmiar (French)	Stent PE (zagięty)
SET20210005	10	PE20210005
SET20210006	10	PE20210006
SET20210007	10	PE20210007
SET20210008	10	PE20210008
SET20210009	10	PE20210009
SET20210010	10	PE20210010
SET20210011	10	PE20210011
SET20210012	10	PE20210012
SET20210013	10	PE20210013
SET20210014	10	PE20210014
SET20210015	10	PE20210015



Zestaw do zakładania stentów dróg żółciowych GPPS

Wstrzykiwanie kontrastu podczas wprowadzania drutu prowadzącego; cewnik prowadzący z końcówką radiocieniującą; sterylny

Nr katalogowy	Średnica rurki zewnętrznej (French)	Dopasowanie do stentów (French)	Długość (cm)
E200080011	8.5	8.5	220
E200080011-280	8.5	8.5	280
E200100011	10	10	220
E200110011	11.5	11,5	220

