



# Czujnik FloTrac

## Czujnik FloTrac – materiały jednorazowe

Numer katalogowy	Długość A (cm)*	Długość B (cm)*	Opis produktu	Wielkość opakowania
MHD6R5	120	30	Czujnik FloTrac (150 cm) linii ciśnienia	5
MHD6AZR5	90	60	Czujnik FloTrac (150 cm) linii ciśnienia oraz system VAMP Adult	5
MHD8R5	180	30	Czujnik FloTrac (210 cm) linii ciśnienia	5

\* Długości są zaokrąglane w górę po przeliczeniu z cali na centymetry.




# Monitorowanie ciśnienia






## Pojedyncze zestawy TruWave do monitorowania ciśnienia


Numer katalogowy	Długość A (cm)	Długość B (cm)	Długość C (cm)	Długość D (cm)	Wielkość opakowania	Cechy szczególne
T001619A	30	-	-	-	20	-
T100202A	90	15	-	-	20	-
PX260	120	30	-	-	10	-
PX272	150	30	-	-	10	-
PX284	180	30	-	-	10	-
T001631A	120	30	-	-	20	-
T001645A	150	15	-	-	20	Wyposażony w drugi zawór odcinający za przetwornikiem TruWave
T005002A	150	30	-	-	20	Wyposażony w zawory odcinające po obu stronach przetwornika TruWave, kompatybilny z systemem pętli
PXMK2041	150	30	-	-	10	-
T001775A	180	15	-	-	20	-
T441T01C	210	15	-	-	20	-
T433803A	180	30	180	-	20	Możliwość przełączania pomiędzy ciągłym pomiarem ciśnienia tętniczego i żylnego
T005052A	180	30	-	-	20	Wyposażony w drugi zawór odcinający za przetwornikiem TruWave
T005004A	-	-	120	30	20	Wyposażony w zawory odcinające po obu stronach przetwornika TruWave, kompatybilny z systemem pętli
T005086A	-	-	210	-	20	Wyposażony w zawory odcinające po obu stronach przetwornika TruWave, kompatybilny z systemem pętli



Pojedynczy

Monitor Brand	Monitor Model	Edwards Cable number	Connector picture	Connector Drawing	Integral Process ref. Comments
<p data-bbox="344 858 645 884">Datex / Ohmeda (Now GE)</p> 	M1B / M2B	8960CCPNL (Discontinued) 88660			
	Kone 560A / 565 / 575	8960CKPNL			88780 10 female pins
	<p data-bbox="680 416 1115 469">AS3 / CS3 / MP / MC / Compact CS3 / Light F-LM1 / CG-2 / CS</p> <p data-bbox="680 488 927 890">Cardiocap 1, 2 and 3: CARDIOCAP CC-104 CARDIOCAP CCI-104 CARDIOCAP CMO-104 CARDIOCAP II CG-2CS CARDIOCAP II CG-2G CARDIOCAP II CG-2GS CARDIOCAP II CH-1R CARDIOCAP II CH-1RS CARDIOCAP II CH-2 CARDIOCAP II CH-2S CARDIOCAP 5</p> <p data-bbox="680 911 1106 1002">Aespire M-NESTPR, or any combination as long as it has a "P"</p> <p data-bbox="680 1050 954 1177">AS/3 S/5 (System 5) S/5 Light Monitor F-LMP1 CS/3</p>				
<p data-bbox="680 1193 1084 1219"><b>NOTE : new Pressure Modules</b></p> <ul data-bbox="680 1257 1039 1342" style="list-style-type: none"> <li>• wtyczka pojedynczej</li> <li>• zawierający 2 pomiary temperatury i 1 kanał ciśnienia</li> </ul>	896507001			88551	

- krwi.
- w tym 2 inwazyjne kanały ciśnienia krwi
- Wszystkie moduły, takie jak PRESTN i PSM



11 pins