

<u>21-akcesoria do wysokoprzepływowej terapii donosowej</u>								
L. p	ASORTYMENT	j.m	Ilość	Proponowany produkt/Producent/nr katalogowy	Cena jedn. netto PLN	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Zestaw zawierający rurę i komorę AirSpiral serii Airvo2 op. x10 szt.	op	10	Kompatybilny z Airvo2, podgrzewany układ oddechowy ze spiralą izolacyjną do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem w komplecie z samonapełniającą się komorą z dwoma pływakami lub z łącznikiem do nebulizatora. Do wyboru przez zamawiającego. 900PT561 lub 900PT562	2300	23000	8%	24840
2	Kaniula donosowa Optiflow+ rozm.S,M,L op. x20 szt.	op	3	Kompatybilna z AIRVO2 Kaniula donosowa Optiflow+ S lub M lub L z technologią ograniczającą tworzenie się skroplin pozwalająca na utrzymanie warunków gwarancji dla urządzenia Airvo2. OPT942 – roz. S OPT944 – roz. M OPT946 – roz. L	1900	5700	8%	6156
3	Bezpośrednie złącze do tracheostomii Optiflow+ op. x20szt.	op	1	Kompatybilne z AIRVO bezpośrednie złącze do tracheostomii Optiflow+ z technologią ograniczającą tworzenie się skroplin pozwalająca na utrzymanie gwarancji dla urządzenia Airvo2. OPT970	1700	1700	8%	1836
4	Adapter do podłączenia maski op. x20 szt.	op	1	Kompatybilny Adapter do maski Optiflow + z technologią ograniczającą tworzenie się skroplin pozwalający na utrzymanie warunków gwarancji dla urządzenia Airvo2. OPT980	1700	1700	8%	1836

5	Filtr powietrzny do Airvo2 op. x2 szt.	op	1	Kompatybilny z Airvo 2, filtr powietrza z silikonową ramką z narożnym wcięciem zapewniającym szczelne dopasowanie do systemu Airvo2, pozwalający na utrzymanie gwarancji dla urządzenia Airvo2. 900PT913	150	150	23%	184,50
6	Rura do dezynfekcji urządzenia Airvo2	szt	2	Zestaw do dezynfekcji Airvo2 900PT600	510	1020	8%	1101,60
7	Filtr do rury do dezynfekcji do urządzenia Airvo2 op. x2 szt.	op	1	Filtr do rury do dezynfekcji 900PT601	72,98	72,98	23%	89,77
	<u>SUMA</u>					33342,98		36043,87

W związku z rejestracją produktów na terenie RP w opakowaniach zbiorczych informujemy że proponowane produkty są sprzedawane w pełnych opakowaniach bez możliwości ich podzielenia ani mieszania rozmiarów

UKŁAD ODDECHOWY (rura AirSpiral) DO ODDYCHANIA OGRZANYM I NAWILŻONYM POWIETRZEM Z SAMONAPEŁNIAJĄCĄ SIĘ KOMORĄ

- Rurka do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejącą. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej zawierającej ogrzane powietrze otaczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rurka z wbudowanym czujnikami temperatury i czujnikiem przepływu. Kompatybilna z nawilżaczami serii Airvo2. Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną. Połączenie z częścią kontaktującą się z pacjentem poprzez charakterystyczne kliknięcie. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych – kaniule Opriflow jak i z interfejsami dla niemowląt i dzieci – Optiflow Junior. Układ dodatkowo wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do pościeli lub odzieży pacjenta. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego płwaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody. Podłączenie komory do nawilżacza za pomocą adaptera będącego w komplecie układu.

Zestaw rurka i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni

KANIULA DONOSOWA do nosowej wentylacji wysokoprzepływowej dla dorosłych

- Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min. w zależności od rozmiaru kaniuli. Przeznaczona do stosowania ze wszystkimi systemami firmy F&P, w tym z systemem Airvo2. Unikatowa, wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nie blokują ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału. Przewód kaniuli wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwiającego swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni.

BEZPOŚREDNIE ZŁĄCZE DO TRACHEOSTOMII

- Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Przewód przyłączenia wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Złącze przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Zakres przepływu 20 – 60 l/min.