

# CryoPur™ Cryopreservation Solutions



Sterylny DMSO dostępny w różnych stężeniach i objętościach. 100% DMSO jak i jego bufor pakowane są w polimerowe strzykawki lub ampułki. Produkt posiada znak CE oraz spełnia wymogi USP oraz standardy Farmakopei Europejskiej.

DMSO oraz DMSO/Dextran pakowane są w sterylne strzykawki z tłokiem i blokadą zabezpieczającą. Dostępne w wielu objętościach, stężeniach dla łatwego i sterylnego użytkowania.

## CryoPur™: 100% DMSO

Ampułki CryoPur™ z białymi kapslami zawierają 100% DMSO, są dostępne w objętościach 10, 50, 70 i 100ml.

## CryoPur-D™ roztwór DMSO/Dextran

Sterylny, filtrowany roztwór DMSO/Dextran jest dostępny w różnych stężeniach. Ampułki CryoPur-D™ z zielonym kapslem zawierają 55% roztwór DMSO z 5% Dextran-40, należy pamiętać o wodzie do rozcieńczeń.

# CryoPur™



## CryoPur : 100% DMSO

Nr. kat	Opis produktu	Ilość/op.
CP-10	Fiolka, 10ml	12
CP-50	Fiolka, 50ml	6
CP-70	Fiolka, 70ml	6
CP-100	Fiolka, 100ml	6
SP-10	Strzykawka 10ml z tłokiem i drenem	1
SP-30	Strzykawka 30ml z tłokiem i drenem	1
SP-50	Strzykawka 50ml z tłokiem i drenem	1

**CryoPur-D™ : 55% DMSO, 5% Dextran-40 w/v**, należy pamiętać o wodzie do rozcieńczeń.

Product Code	Opis produktu	Case Quantity
CD-07	Fiolka, 7ml	12
CD-35	Fiolka, 35ml	6
CD-50	Fiolka, 50ml	6
CD-100	Fiolka, 100ml	6
SD-07	Strzykawka 7.2ml z tłokiem i drenem	1
SD-10	Strzykawka 10ml z tłokiem i drenem	1

## Produkty na specjalne zamówienie

Product Code	Opis produktu	Case Quantity
SDS-05A-B	5ml 55% DMSO, 5% Dextran 40 w/v, remainder 0.9% saline + 2ml powietrza w 20ml strzykawce z tłokiem i drenem	1 sztuka
SDS-15A	15ml 55% DMSO, 5% Dextran 40 w/v, remainder 0.9% saline w 20ml strzykawce z tłokiem i drenem	1 sztuka

**DMSO:** Przechowywać w ciemności, dobrze wentylowanym miejscu, zamarza w 18 °C. Zalecane przechowywanie w temp. 20-30°C.

**DMSO/Dextran:** Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. od + 2 do + 8°C.

8-12 tygodni – zamówienia indywidualne. Tylko do użytku RUO.

# OriGen

BIOMEDICAL

### Americas & Asia

7000 Burleson Rd, Bldg D  
Austin, TX USA 78744-3202  
Tel: +1 (512) 474 7278  
Tel: Toll Free (800) 233 9014  
Fax: Toll Free (888) 812 8411  
or +1 (512) 617 1503  
E-mail: sales.us@origen.com

### Europe & Middle East

OriGen Biomedical  
GmbH Romerstrasse 14  
72393 Burladingen, Germany  
Tel: +49-7475-915591  
Fax: +49-7475-914718  
E-mail:  
sales.europe@origen.com