



Podkład chłonny + prześcieradło do transportu

NGABTSLSN

KARTA TECHNICZNA

1. Wyrób medyczny jednorazowego użytku
2. Zestaw składający się z prześcieradła wysoko chłonnego o chłonności min. 5 litr, potwierdzona badaniem z niezależnego laboratorium, nieuczulający , wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego nieprzemakalnego laminatu o grubości 0,14 mm i chłonnego rdzenia o rozmiarze 50 cm (+/- 2 cm) x 190 cm (+/- 5 cm) , o grubości 0,7 mm niejałowy
3. Podkład o wymiarach 100 cm (+/- 2 cm) x 225 cm (+/- 4 cm)
4. Produkt o gładkiej , jednordnej powierzchni (bez zgięć i przeszyć) , nie powodujący uszkodzeń skóry pacjent.
5. W zestawie prześcieradło do transportu pacjenta rozmiar 85 cm x 165 cm (+/- 3 cm) o udźwigu min. 250 kg. Zgodnie z normą ASTM D5733
6. Produkt posiada widoczną nazwę na opakowaniu pozwalającą na jego identyfikację.
7. Opakowanie a. 30 szt.