



## Elektrody do defibrylacji, dla dorosłych, kabel na zewnątrz opakowania

Symbol SORIMEX: T.ELE.DEFIHP.010  
Numer katalogowy OBS: OBS-DE/P 303A5030

Grupa docelowa: dla dorosłych (powyżej 8 lat i >25 kg)  
Kabel na zewnątrz opakowania: tak

Długość kabla: 210 cm

Całkowita powierzchnia 155,28 cm<sup>2</sup>

dla każdej elektrody:

Powierzchnia przewodząca 86,44 cm<sup>2</sup>

dla każdej elektrody:

Minimalna szer. pierścienia 103 mm  
samoprzylepnego:

Liczba wyładowań, które elektroda może wytrzymać: 50 @ 360 J

Żel elektroprzewodzący: żel przewodzący o niskiej impedancji

Materiał przewodzący: płytki metalowa

Materiał nośnika: pianka medyczna

Połączenie: wtyczka z funkcją „antishock”

Maksymalny czas 24h

monitorowania EKG:

Opakowanie: 1 para (2 szt.) w polietylenowej i aluminiowej, zgrzewanej torebce z laserowym wycięciem wstępnym i nacięciem dla łatwego otwierania

Temperatura robocza: pomiędzy 15°C a +40°C

Przechowywanie: przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od -10°C do +40°C. Zapakowane elektrody mogą być narażone na ekstremalne temperatury od -30°C do +65°C, do 7-14 dni. Długotrwałe i/lub wielokrotne przechowywanie w ekstremalnych temperaturach skraca pozostały okres trwałości produktu

Okres trwałości: 36 miesięcy od daty produkcji

Data ważności: wskazana na opakowaniu

Kompatybilność: PHILIPS: HEARTSTART FR 2, FR 2+, FR 3, MR x, XL, XL+, HEARTSTREAM FORERUNNER



Elektrody przeznaczone do defibrylacji, kardiowersji oraz monitorowania EKG.

Wyrób medyczny klasy I produkowany zgodnie z Rozporządzeniem UE 2017/745 (MDR) oraz normami:

- IEC/EN 60601-1
- IEC/EN 60601-2-4
- EN ISO 10993-1

Nie zawierają lateksu i ftalanów.



Producent:  
**Baisheng Medical Co., Ltd.**  
No. 11 Fusheng Road, Xinhui District,  
Jiangmen, Guangdong, China  
Tel. +86-750-6628113, fax. +86-750-6616122  
www.obs-medical.com



Importer:  
**SORIMEX sp. z o.o. sp. k.**  
Równinna 25, 87-100 Toruń, Poland  
www.sorimex.eu

