


CONTROL CREATES CONFIDENCE



RadialFLO™

Kaniuła Dotętnicza

Pierwszy krok w monitoringu ciśnieniowym
z zamkniętym systemem pobierania krwi



RadialFLO™

Kaniula Dotętnicza

Integralny FloSwitch® do kontroli przepływu krwi



20G radiocieniująca kaniula z PTFE

Nadrukowana strzałka w kierunku ujścia pokazująca ułożenie ścięcia igły



Igła powlekana silikonem dla łatwiejszego wkłucia



Karbowana igła do natychmiastowego odpływu krwi



THINK SAFETY AND INFECTION PREVENTION.™

RadialFlo został stworzony do współpracy z Merit Safedraw®-P i Meritrans® DTXPlus® zamknięte systemy do pobierania krwi oraz jednorazowe przetworniki.

INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO

Number Katalogowy	Opis	Przepływ
682315	20G x 45mm	49mL/min

Opakowanie zbiorcze 25 szt. w kartonie

INFORMACJE O PRODUKCIE

- Zawór odcinający obsługiwany jedną ręką
- Zapewnia dostęp do tętnicy promieniowej
- Sposób zakładania techniką "po igle"
- Natchmiastowy odpływ krwi dla zachowania bezpieczeństwa dostępu tętniczego
- Stosowana do monitoringu ciśnieniowego i pobierania próbek krwi tętniczej
- Posiada końcówkę luer-lock do podłączenia linii
- Sterylny, bez lateksu, nie-pyrogenny, jednorazowy cewnik
- Długość = 45mm (1.77")
- Średnica zew. = 1.10mm (0.043")

Przed zastosowaniem przeczytaj instrukcję obsługi



Understand. Innovate. Deliver.™

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.253.1600
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle East, & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
+353 (0) 91 703 733

merit.com

Producent:

Merit Medical Singapore Pte Ltd

198 Yishun Avenue 7

Singapur 768926

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce

Billmed Sp. z o.o.
ul. Krypska 24/1 Warszawa 04-082 Poland
www.billmed.pl
Tel: {+48} (22) 870 27 52; 870 27 74 Fax: {+48} (22) 870 27 76
mail: billmed@billmed.pl