



Elektrody dla dorosłych i dzieci do stymulacji, kardiowersji,  
defibrylacji i odczytu EKG

*OBS-DE/(P)/(W)*

*(W – modele pediatryczne)*

*303A5035, 303A5035/P, 303A5030, 303A5030/P, 303A4530,  
303A4530/P, 303A2545, 303A2545/P, 303A6030, 303A6030/P,  
303A4531, 303A4531/P, 303A7035, 303A7035/P, 303A4525,  
303A4525/P, 303A4035, 303A4035/P, 303A1525, 303A1525/P,  
303A2060, 303A2060/P*

- kompatybilne między innymi z defibrylatorami z grupy:
  - ✓ LIFEPAK (LIFEPAK 15, LIFEPAK 12, LIFEPAK 20e, LIFEPAK 1000)
  - ✓ Medtronic Physiocontrol
  - ✓ Osatu Bexen/ Cardioline
  - ✓ Mindray/Jousing
  - ✓ Philips Heartstart FR2, FR3, FR2 (+), Heartstream Forerunner, Heartstart MRx, Heartstart XL, Heartstart XL +
  - ✓ Nikon Kohden/Innomed: Cardio Aid Series
  - ✓ Zoll Medical Corp: E Series, M Series, R Series,
  - ✓ AED PLUS, AED PRO)
  - ✓ CU Medical Systems, Cmos Drake,
  - ✓ Progetti/ Metrax Primedic
  - ✓ Schiller
  - ✓ Mediana

- elektrody podłączane bezpośrednio do urządzenia
- o owalnym kształcie wykonane w technologii rastrowej
- hydrożelowe, samoprzylepne, nie powodująca podrażnień skóry i odparzenia
- wysoka radio-przezierność
- z nadrukowanymi schematami połączeń
- 2 elektrody zintegrowane zamontowanym na stałe kablem (różne długości kabla do wyboru, produkowane na zamówienie)
- zgodność z normą ANSI/AAMI DF80:2003, nawet po długotrwałej współpracy z rozrusznikiem zewnętrznym
- w opakowaniu 1 para elektrod/ opakowanie zbiorcze 25 par
- CE 0123 oraz FDA510 (K)
- Powierzchnia elektrody dla dorosłych: 86cm<sup>2</sup>, rozmiar 103mm x 157mm, z certyfikatem kompatybilności wybranych generatorów.
- Powierzchnia elektrody dla dzieci: 43cm<sup>2</sup>, rozmiar 88mm x 112mm z certyfikatem kompatybilności wybranych generatorów.

